



azureTM

Prothetische Multiplattform-Lösungen

Ihr Schlüssel zu jeder Verbindung



Wir stellen vor: Azure

Prothetische Multiplattform-Lösungen

Das Azure Multiplattform-System ist das neueste Produktangebot und die neueste Marke von ZimVie und verfügt über eine umfangreiche Auswahl an restaurativen Produkten, die so konzipiert sind, dass sie mit über 30 der weltweit führenden Implantatsysteme verwendet werden können.

Mit einer der breitestgefächerten und innovativsten Reihen von implantatkompatiblen Prothetikprodukten auf dem Markt bietet Azure Ihnen die Flexibilität, die für jeden Fall ideale Lösung aus nur einer Hand zu wählen.

**Die Qualität, die Ihre Kunden erwarten.
Die Erschwinglichkeit, die Ihr
Unternehmen anstrebt.
Der erstklassige Kundendienst, der
Ihnen zusteht.**



Präzise Verbindungstechnik und innovatives Prothetikdesign vereinen sich.

- **Präzise Passung der Verbindung** – Konzeption und Fräsung der Kontaktflächen nach den höchsten Technik- und Fertigungsstandards.
- **Innovatives und harmonisiertes Prothetikdesign** – Identische prothetische Kontaktflächen lassen sich in verschiedene Implantatsysteme integrieren und weisen Merkmale auf, die besonderen Herausforderungen in der restaurativen Zahnmedizin gewachsen sind.
- **Umfangreiche Bandbreite in der Prothetik** – Restaurative Komponenten eignen sich für eine große Vielzahl restaurativer Techniken.
- **Kosteneffektive Preise** – Preise, die dazu beitragen, die zahnärztliche Implantologie zu einer erschwinglicheren Behandlungsoption für Patienten mit unterschiedlichen finanziellen Mitteln zu machen.
- **Zuverlässiges Kundendienst-Team** – Unsere erfahrenen Mitarbeiter stehen bereit, um Sie und Ihr wachsendes Unternehmen mit Azure zu unterstützen.



Prothetische Optionen

- Ti-Base-T (Ti-Bases, Titan)
- Ti-Base-A (Ti-Bases mit abgewinkelttem Schraubenkanal)
- Ti-Base-C (mit Cerec® kompatible Ti-Bases)
- Vorgefräste Rohlinge (Blanks)
- Rohlinghalter
- Digitale Scanbodies
- Digitale und Gips-Analoge
- Zylinderprovisorien
- Ausbrennbare Zylinder
- Ausbrennbare Zylinder aus Cobalt-Chrom
- Gerade und abgewinkelte zementierte Abutments
- OverdenSURE®-Abutments
- Mit dem System kompatible Schrauben
- Einbringinstrumente, Adapter und Instrumente



Systemkompatibilität der Multiplattform

Anthogyr Axiom°
AA-Conical

Astra Tech EV
DAEV-Conical

Astra Tech Osseospeed™ TX
DATX-Internal

Bego Semados°
BS-Internal

Biohorizons° External
BHEX-External

Biohorizons° Internal
BHI-Internal

Biotech Kontakt°
BK-Conical

BTI°
BI-Internal

Camlog°
CCA-Internal

Conelog°
CCO-Conical

Dentium Superline™ und Implantium°
DT-Conical

Dentsply Ankylos° C/X
DA-Internal

Dentsply Friadent Xive°
DX-Internal

GlobalD In-Kone°
GD-Conical

Medentis ICX°
MI-Conical

MegaGen AnyRidge°
MA-Conical

MIS° C1
MSC-Conical

MIS° Seven
MSH-Internal

MIS° V3
MSV-Conical

Neodent° Grand Morse
NG-Conical

NobelActive° und NobelReplace°
NAC-Conical

Nobel Brånemark°
NB-External

NobelReplace Select™
NRT-Trilobe

Osstem° TS / Hiossen° ET
OH-Conical

Phibo° TSH°
PB-External

Straumann° BLX
SBLX-Conical

Straumann° Bone Level
SBL-Conical

**Straumann° Soft Tissue Level
und Synocta°**
STL-Tissue

ZimVie Certain°
ZC-Certain°

ZimVie External Hex
ZEX-External

ZimVie TSV°
ZTSV-Internal

azure™ | A ZimVie Brand

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte azuredental.com
oder wählen Sie: zv.bestellung@ZimVie.com

Alle Azure-Produkte werden gemäß ISO 9001 und ISO 13485 gefertigt, mit CE-Kennzeichnung für alle Produkte der Klasse IIb. Alle Azure-Schrauben und -Schraubendreher für Ti-Bases mit abgewinkeltem Schraubenkanal (Ti-Base-A) basieren auf der Norm ISO 10664. Astra Tech™, OsseoSpeed™, Ankylos° C/X, Xive°, Friadent°, Astra Tech™ Implant System™ EV, UniAbutment™ und Cerec° sind Marken und/oder eingetragene Marken von Dentsply Sirona Implants. BioHorizons° ist eine eingetragene Marke von BioHorizons, Inc. Brånemark System™, NobelReplace° und Replace Select™, NobelActive™, NobelReplace° NobelSpeedy™ und Multi-Unit° sind Marken und/oder eingetragene Marken von Nobel Biocare AB. Neodent°, Grand Morse°, Straumann° und synOcta° sind eingetragene Marken von Straumann Holding AG, Schweiz. MIS° ist eine eingetragene Marke von MIS Implant Technologies, Ltd. Tapered Screw-Vent™ und SwissPlus° sind eingetragene Marken von Zimmer Dental, Inc., USA. Certain° ist eine eingetragene Marke von Biomet 3i. Dyna° ist eine eingetragene Marke von Dyna Dental Engineering BV. Camlog° und Conelog° sind eingetragene Marken von CAMLOG Biotechnologies AG. Megagen° ist eine eingetragene Marke von MEGAGEN IMPLANT CO. LTD. Torx° ist eine eingetragene Marke von ACUMENT INTELLECTUAL PROPERTIES, LLC. Bego Semados° ist eine eingetragene Marke von BEGO GmbH & Co. KG. Anthogyr° ist eine eingetragene Marke von Anthogyr SAS. Medentis ICX° ist eine eingetragene Marke von Medentis Medical GmbH. Osstem° und Hiossen° sind eingetragene Marken von OSSTEM IMPLANT CO. LTD. Dentium° ist eine eingetragene Marke von Dentium Co., Ltd. GOBALD° ist eine eingetragene Marke von Global D SASU. Biotech Kontakt° ist eine eingetragene Marke von Biotech Dental SAS. BTI° ist eine eingetragene Marke von BTI Biotechnology Institute. PHIBO° ist eine eingetragene Marke von PHIBO Dental Solutions S.L. Azure Produkte dürfen nur von zugelassenen Zahnärzten, Ärzten und Laboren verwendet werden. Bitte beachten Sie die auf der Website azuredental.com erhältliche oder dem Produkt beiliegende Gebrauchsanweisung. Die Produktzulassung ist auf bestimmte Länder und/oder Regionen beschränkt. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an den Vertriebspartner vor Ort.

Soweit nicht anders angegeben, sind sämtliche der hier erwähnten Marken und geistigen Eigentumsrechte Eigentum von ZimVie Inc. oder einem verbundenen Unternehmen; alle Produkte werden von einer oder mehreren der Dental-Tochtergesellschaften von ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc. usw.) hergestellt und von ZimVie Dental und seinen zugelassenen Handelspartnern vermarktet und vertrieben. Weitere Produktinformationen sind den jeweiligen Produktetiketten oder Gebrauchsanweisungen zu entnehmen. Die Produktzulassung und -verfügbarkeit kann auf bestimmte Länder/Regionen beschränkt sein. Dieses Material ist ausschließlich für Ärzte bestimmt und beinhaltet keinerlei medizinische Ratschläge oder Empfehlungen. Die Weitergabe an jegliche andere Empfänger ist untersagt. Dieses Material darf ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von ZimVie nicht vervielfältigt oder nachgedruckt werden. ZV1605DE REV A 10/23 ©2023 ZimVie Inc. Alle Rechte vorbehalten.

