



azure[™]

Soluciones protésicas multiplataforma

Su conexión para todas las conexiones



Presentación de Azure

Soluciones protésicas multiplataforma

Las prótesis del sistema multiplataforma Azure, la más reciente de las ofertas de marcas y productos de ZimVie, incluye una amplia selección de productos de restauración diseñados para funcionar con más de 30 de los principales sistemas de implantes del mundo.

Con una de las series más variadas e innovadoras de prótesis compatibles con implantes del mercado, Azure le ofrece flexibilidad para elegir la solución ideal para cada caso a partir de una única fuente.

**La calidad que esperan sus clientes.
La asequibilidad que busca su negocio. La atención al cliente de primera clase que usted merece.**



Combinación de precisión en ingeniería de conexión y diseño protésico innovador.

- **Ajuste preciso de la conexión:** Conexiones diseñadas y fresadas con los más altos criterios de calidad de ingeniería y fabricación.
- **Diseño protésico innovador y armonizado:** Conexiones protésicas idénticas que se integran en cada uno de los sistemas de implantes con características que permiten afrontar los principales retos de la odontología restauradora.
- **Amplia gama de prótesis:** Componentes de restauración adecuados para una gran variedad de técnicas de restauración.
- **Precios rentables:** Precios que ayudan a hacer que la odontología implantológica sea una opción de tratamiento asequible para pacientes de todo el espectro económico.
- **Equipo de apoyo fiable:** Los miembros de nuestro equipo tienen una amplia experiencia y están ahí para ayudarle a usted y a su negocio en expansión mediante Azure.



Opciones protésicas

- Base de Ti-T (bases de Ti de titanio)
- Base de Ti-A (bases de Ti con canal de tornillo angulado)
- Base de Ti-C (bases de Ti compatibles con Cerec®)
- Blanks prefresados
- Soportes de blanks
- Cuerpos de escaneo digital
- Análogos digitales y de escayola
- Cilindros provisionales
- Cilindros calcinables
- Cilindros calcinables de cromo cobalto
- Pilares cementados rectos y angulados
- Pilares OverdenSURE®
- Tornillos compatibles con sistemas
- Puntas destornilladoras, adaptadores y herramientas



Compatibilidades con sistemas multiplataforma

Anthogyr Axiom°
AA-Conical

Astra Tech EV
DAEV-Conical

Astra Tech Osseospeed™ TX
DATX-Internal

Bego Semados°
BS-Internal

Biohorizons° External
BHEX-External

Biohorizons° Internal
BHI-Internal

Biotech Kontakt°
BK-Conical

BTI°
BI-Internal

Camlog°
CCA-Internal

Conelog°
CCO-Conical

Dentium Superline™ e Implantium°
DT-Conical

Dentsply Ankylos° C/X
DA-Internal

Dentsply Friadent Xive°
DX-Internal

Globald In-Kone°
GD-Conical

Medentis ICX°
MI-Conical

Megagen Anyridge°
MA-Conical

MIS° C1
MSC-Conical

MIS° Seven
MSH-Internal

MIS° V3
MSV-Conical

Neodent° Grand Morse
NG-Conical

NobelActive° y NobelReplace°
NAC-Conical

Nobel Brånemark°
NB-External

NobelReplace Select™
NRT-Trilobe

Osstem° TS/Hiossen° ET
OH-Conical

Phibo° TSH°
PB-External

Straumann° BLX
SBLX-Conical

Straumann° Bone Level
SBL-Conical

**Straumann° Soft Tissue Level
y Synocta°**
STL-TIssue

ZimVie Certain°
ZC-Certain°

ZimVie External Hex
ZEX-External

ZimVie TSV°
ZTSV-Internal

azure™ | A ZimVie Brand

Para obtener más información, visite azure dental.com
o llame al: 900-800-303 (desde España)
y 800-827-836 (desde Portugal)

Todos los productos Azure están fabricados conforme a las normas ISO 9001 e ISO 13485 con marcado CE para todos los productos de clase IIb. Todos los tornillos y los destornilladores de las bases de Ti de canal de tornillo angulado Azure (Base de Ti-A) están basados en la norma ISO 10664. Astra Tech™, OsseoSpeed™, Ankylos° C/X, Xive°, Friadent°, Astra Tech™ Implant System™ EV, UniAbutment° y Cerec° son marcas comerciales o marcas registradas de Dentsply Sirona Implants. BioHorizons° es una marca registrada de BioHorizons, Inc. Brånemark System°, NobelReplace° y Replace Select™, NobelActive™, NobelReplace° NobelSpeedy™ y Multi-Unit° son marcas comerciales o marcas registradas de Nobel Biocare AB. Neodent°, Grand Morse°, Straumann° y synOcta° son marcas registradas de Straumann Holding AG, Suiza. MIS° es una marca registrada de MIS Implant Technologies, Ltd. Tapered Screw-Vent° y SwissPlus° son marcas registradas de Zimmer Dental, Inc. USA. Certain° es una marca registrada de Biomet 3i. Dyna° es una marca registrada de Dyna Dental Engineering BV. Camlog° y Conelog° son marcas registradas de CAMLOG Biotechnologies AG. Megagen° es una marca registrada de MEGAGEN IMPLANT CO. LTD. Torx° es una marca registrada de ACUMENT INTELLECTUAL PROPERTIES, LLC. Bego Semados° es una marca registrada de BEGO GmbH & Co. KG. Anthogyr° es una marca registrada de Anthogyr SAS. Medentis ICX° es una marca registrada de Medentis Medical GmbH. Osstem° y Hiossen° son marcas registradas de OSSTEM IMPLANT CO. LTD. Dentium° es una marca registrada de Dentium Co., Ltd. GOBALD° es una marca registrada de Global D SASU. Biotech Kontakt° es una marca registrada de Biotech Dental SAS. BTI° es una marca registrada de BTI Biotechnology Institute. PHIBO° es una marca registrada de PHIBO Dental Solutions S.L. Los productos Azure solamente pueden utilizarlos odontólogos, médicos y laboratorios autorizados. Consulte las instrucciones de uso, disponibles en el sitio web azure dental.com o suministradas con el producto. La autorización del producto está limitada a determinados países o regiones. Para obtener más detalles, póngase en contacto con su distribuidor local.

Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales y los derechos de propiedad intelectual son propiedad de ZimVie Inc. o sus filiales, y todos los productos son fabricados por una o varias de las filiales dentales de ZimVie, Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.), y distribuidos y comercializados por ZimVie Dental y sus socios comerciales autorizados. Si desea obtener más información sobre algún producto, consulte el etiquetado o las instrucciones de uso del producto en cuestión. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas en determinados países/regiones. Este material está destinado a clínicos exclusivamente y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Queda prohibida su distribución a otro destinatario. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento expreso por escrito de ZimVie. ZV1605ES REV A 10/23 ©2023 ZimVie Inc. Todos los derechos reservados.

