



azure[™]

Solutions prothétiques multi-plateformes

Vos solutions prothétiques pour chaque connexion



Découvrez Azure

Solutions prothétiques multi-plateformes

Les solutions prothétiques multi-plateformes Azure, la dernière marque et gamme de produits de ZimVie, offrent une sélection complète de composants prothétiques conçus pour fonctionner avec plus de 30 des principaux systèmes d'implants mondiaux.

Avec une des solutions de composants prothétiques implantaires compatibles la plus vaste et la plus innovante du marché, Azure vous offre la flexibilité de choisir la solution idéale pour chaque cas à partir d'une seule source.

**La qualité attendue par vos patients.
Le prix abordable adapté à votre activité.
L'assistance clientèle haut de gamme
que vous méritez.**



Une ingénierie de connexion précise et une conception prothétique innovante associées.

- **Ajustement de connexion précis** – Interfaces conçues et usinées avec les normes les plus strictes d'ingénierie et de fabrication.
- **Conception prothétique innovante et harmonisée** – Les interfaces prothétiques identiques s'intègrent dans les systèmes d'implants avec des caractéristiques qui répondent aux principaux problèmes de la dentisterie restauratrice.
- **Gamme complète de prothèses** – Composants prothétiques adaptés à une grande variété de techniques restauratrices.
- **Prix abordables** – Des tarifs qui font de la dentisterie prothétique une option thérapeutique plus abordable pour les patients, quelle que soit leur situation financière.
- **Une équipe d'assistance clientèle fiable** – Les membres expérimentés de notre équipe sont prêts à vous assister et à accompagner votre activité avec Azure.



Options prothétiques

- Ti-Base T (Ti-Bases)
- Ti-Base A (Ti-Bases à canal de vis désaxé)
- Ti-Base C (Ti-Bases compatibles Cerec®)
- Pre-Milled
- Supports de Pre-Milled
- Scanbody numériques
- Analogues numériques et pour modèle en plâtre
- Cylindres provisoires
- Cylindres calcinables
- Cylindres calcinables chrome-cobalt
- Piliers pour prothèse scellée droits et désaxés
- Piliers OverdenSURE®
- Vis compatibles avec le système
- Embouts de tournevis, adaptateurs et instruments



Compatibilités avec le système multi-plateforme

Anthogyr Axiom°

AA-Conical

Astra Tech EV

DAEV-Conical

Astra Tech Osseospeed™ TX

DATX-Internal

Bego Semados°

BS-Internal

Biohorizons° External

BHEX-External

Biohorizons° Internal

BHI-Internal

Biotech Kontakt°

BK-Conical

BTI°

BI-Internal

Camlog°

CCA-Internal

Conelog°

CCO-Conical

Dentium Superline™ et Implantium°

DT-Conical

Dentsply Ankylos° C/X

DA-Internal

Dentsply Friadent Xive°

DX-Internal

Global In-Kone°

GD-Conical

Medentis ICX°

MI-Conical

Megagen Anyridge°

MA-Conical

MIS° C1

MSC-Conical

MIS° Seven

MSH-Internal

MIS° V3

MSV-Conical

Neodent° Grand Morse

NG-Conical

NobelActive° et NobelReplace°

NAC-Conical

Nobel Brånemark°

NB-External

NobelReplace Select™

NRT-Trilobe

Osstem° TS / Hiossen° ET

OH-Conical

Phibo° TSH°

PB-External

Straumann° BLX

SBLX-Conical

Straumann° Bone Level

SBL-Conical

Straumann° Soft Tissue Level

et Synocta°

STL-Tissue

ZimVie Certain°

ZC-Certain°

ZimVie External Hex

ZEX-External

ZimVie TSV°

ZTSV-Internal

azure™ | A ZimVie Brand

Pour en savoir plus, consulter le site azuredental.com
ou contacter le : 01-41-05-43-43

Tous les produits Azure sont fabriqués selon les normes ISO 9001 et ISO 13485 avec marquage CE pour tous les produits de classe IIb. Tous les tournevis et vis pour canaux de vis désaxés pour Ti-Bases (Ti Base-A) Azure sont basés sur la norme ISO 10664. Astra Tech™, OsseoSpeed™, Ankylos° C/X, Xive°, Friadent°, Astra Tech™ Implant System™ EV, UniAbutment° et Cerec° sont des marques et/ou des marques déposées de Dentsply Sirona Implants. BioHorizons° est une marque déposée de BioHorizons, Inc. Brånemark System°, NobelReplace° et Replace Select™, NobelActive™, NobelReplace° NobelSpeedy™ et Multi-Unit™ sont des marques et/ou des marques déposées de Nobel Biocare AB. Neodent°, Grand Morse°, Straumann° et synOcta° sont des marques déposées de Straumann Holding AG, Suisse. MIS° est une marque déposée de MIS Implant Technologies, Ltd. Tapered Screw-Vent™ et SwissPlus° sont des marques déposées de Zimmer Dental, Inc. États-Unis. Certain° est une marque déposée de Biomet 3i. Dyna° est une marque déposée de Dyna Dental Engineering BV. Camlog° et Conelog° sont des marques déposées de CAMLOG Biotechnologies AG. Megagen° est une marque déposée de MEGAGEN IMPLANT CO. LTD. Torx° est une marque déposée d'ACUMENT INTELLECTUAL PROPERTIES, LLC. Bego Semados° est une marque déposée de BEGO GmbH & Co. KG. Anthogyr° est une marque déposée d'Anthogyr SAS. Medentis ICX° est une marque déposée de Medentis Medical GmbH. Osstem° et Hiossen° sont des marques déposées d'OSSTEM IMPLANT CO. LTD. Dentium° est une marque déposée de Dentium Co., Ltd. GOBALD° est une marque déposée de Global D SASU. Biotech Kontakt° est une marque déposée de Biotech Dental SAS. BTI° est une marque déposée de BTI Biotechnology Institute. PHIBO° est une marque déposée de PHIBO Dental Solutions S.L. Les produits Azure ne peuvent être utilisés que par des dentistes, des médecins et des laboratoires agréés. Consulter le mode d'emploi disponible sur le site Web azuredental.com ou fourni avec le produit. L'autorisation de mise sur le marché des produits peut être limitée à certains pays/certaines régions. Veuillez contacter votre distributeur local pour en savoir plus.

Sauf indication contraire, comme indiqué ici, toutes les marques et tous les droits de propriété intellectuelle sont la propriété de ZimVie Inc. ou d'une filiale et tous les produits sont fabriqués par une ou plusieurs des filiales dentaires de ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.), commercialisés et distribués par ZimVie Dental et par ses partenaires de commercialisation autorisés. Pour plus d'informations sur le produit, veuillez consulter l'étiquette individuelle ou le mode d'emploi du produit. L'autorisation et la disponibilité du produit peuvent être limitées à certains pays/certaines régions. Ce document s'adresse uniquement aux praticiens et n'a pas pour objectif de fournir un avis médical ou des recommandations. La distribution à tout autre destinataire est formellement interdite. Ce document ne peut être ni copié ni réimprimé sans l'autorisation écrite expresse de ZimVie. ZV1605FR REV A

10/23 ©2023 ZimVie, Inc. Tous droits réservés.

