


Azure™ Frezen

Multiplatform prothetische oplossingen



*Uw verbinding voor
elke verbinding*

azure™



Maak kennis met Azure voorgefreesde blanks en houders voor blanks.

Azure multiplatform freesoplossingen bieden een robuust portfolio van voorgefreesde titanium blanks en houders voor blanks om uw bedrijfsinterne productiebehoeften te ondersteunen.

De voorgefreesde blanks van Azure worden aangeboden voor meer dan 25 van de toonaangevende implantaatsystemen in de industrie, zijn vervaardigd uit titanium graad V ELI (graad 23) en hebben een nauwkeurige verbindingstechniek.


Azure voorgefreesde blanks en houders voor blanks zijn ontworpen voor precisie en stabiliteit tijdens het freesproces en zijn compatibel met toonaangevende freessystemen.

Azure™ voorgefreesde blanks

Voor controle en efficiëntie

Het in-house frezen van titanium blanks biedt tandheelkundige laboratoria ongeëvenaarde controle en efficiëntie. Door het freesproces intern te beheren, kunnen laboratoria de hoogste normen van precisie en kwaliteit garanderen en elk stuk afstemmen op de specifieke behoeften van de patiënt, zonder de beperkingen van specificaties van derden of verlengde tijdlijnen.

Azure Milling Solutions
helpt u de leiding te nemen.



Azure voorgefreesde blanks

Kenmerken en voordelen

- **Titanium graad V ELI** voor verbeterde biocompatibiliteit en mechanische eigenschappen
- Verkrijgbaar in diameters van 10 mm of 14 mm voor **veelzijdigheid** bij restauratieve procedures
- Een geharmoniseerde freeslengte van 20 mm, een van de **langste op de markt**, biedt:
 - Veelzijdigheid in ontwerp, waardoor een **breder scala aan ontwerpen** en aanpassingen mogelijk is
 - **Kosteneffectiviteit** en efficiëntie
 - Consistente definitie van het nulpunt voor nauwkeurigere resultaten





Het Azure voorgefreesde
blankhoudersysteem biedt:

- **Sterke positionering** die de blank stevig op zijn plaats houdt
- **Nauwkeurige uitlijning** met de freesapparatuur
- **Efficiëntie en nauwkeurigheid** door gebruiksgemak en voorspelbaarheid

- **Schroef inbegrepen**

- Minimale tandvleesovergangshoogte, slechts 0,3 mm voor maximale **ontwerpvrijheid**
- Nauwkeurige verbindingen voor **verbeterde stabiliteit** en pasvorm en een gestroomlijnde, meer voorspelbare workflow

Azure houders voor blanks

Kenmerken en voordelen

Een gebruiksvriendelijk 'opschroefstelsel' waarbij de voorgefreesde blanks buiten de machine op een subhouder worden bevestigd en vervolgens in de houder worden geplaatst die in de machine blijft. Dit maakt het eenvoudiger en vlotter om blokken te plaatsen en te verwijderen.

Voorgefreesde holteposities en subhouders zijn voorzien van lasermarkeringen om de locatie beter te kunnen garanderen en het freesproces te optimaliseren.



Beknopte referentiegids voor houders voor blanks

Instrumentkeuzehulp

Merk	Model	Instrumentdiameter
3M-ESPE	Lava CVC 240	3 mm
Amann Girrbach	Ceramill Motion 2 5x, Mikro 5x, Mikro 4x, Mikro IC	3 mm
Charly Dental	CD04-S, CD05-S	3 mm
	CD50	3 mm/4 mm/6 mm
Datron	D5	3 mm/4 mm/6 mm
	D1	4 mm
Dental Concept Systems	DC5, DC1	6 mm
Dentaswiss	DS2000, DS2100	3 mm
DMG Mori	Ultrasonic 10, Ultrasonic 20	3 mm/4 mm/6 mm
DT Digital	Finocam A5, Finocam Ca, Finocam Ca+	3 mm
Ernst Hinrichs	Hinrimill 5, Hinrimill 5.8, Hinrimill T5	3 mm
Euromax Monaco	Opera Easy 5, Opera Expert 5, Opera Pro-Expert 5	3 mm
	Opera Premium	6 mm
Goldquadrat	Quattro Mill Maxi, Quattro Mill Comfort 5x	3 mm
Imes-Icore®	Coritec One, Coritec 140i, Coritec 245i, Coritec 250i	3 mm
	Coritec 350i, Coritec 450i, Coritec 650i, Coritec 750i	6 mm
Jensen	Preciso M305-X, Preciso M205 Mill	3 mm
Mani Schütz Dental	Tizian Cut 5 Dry, Tizian Cut Eco Plus, Tizian Cut 5	3 mm
	Tizian Cut 5.2, Tizian Cut 5.2 Plus	6 mm
MB Maschinen	Cobra Mill Desk 5, Cobra Mill 5m, Cobra Mill 48	3 mm
	Cobra Mill 5a1	6 mm
	Cobra Mill 58	3 mm/4 mm/6 mm
R+K Organical Cad/Cam	Organical Desktop 7c, Organical Desktop 6	3 mm
Röders	RXD4, RXD5, RXD5C	3 mm/4 mm/6 mm
Roland	DWX50, DWX51D	4 mm
Shera	Eco-Mill Dry	3 mm
Straumann®	Cares M-Series	3 mm
VHF	S1, S2, K5	3 mm
Yenadent	D14, D15, D6, D43, Dc40	4 mm, 6 mm
Zirkonzahn®	M1 Wet Heavy Metal, M1 Abutment, M4 Wet Heavy Metal, M5 Heavy Metal, M6 Wet Heavy Metal	6 mm

Bestelinformatie

Oorspronkelijke fabrikant	Compatibel met	Azure System	Azure SKU	Platform	Diameter
Dentsply Sirona	Ankylos®* C/X	DA-Internal	ARDA-BTH3410	3,5/4,5 mm	10 mm
	Axiom® Bone Level and Tissue Level	AA-Conical	ARAA-BTH3410	3,4 mm	10 mm
	Astra Tech Implant System® Osseospeed® EV	DAEV-Conical	ARDAEV-BTH310	3 mm	10 mm
			ARDAEV-BTH3610	3,6 mm	10 mm
			ARDAEV-BTH3614	3,6 mm	14 mm
			ARDAEV-BTH4210	4,2 mm	10 mm
			ARDAEV-BTH4214	4,2 mm	14 mm
			ARDAEV-BTH4810	4,8 mm	10 mm
			ARDAEV-BTH4814	4,8 mm	14 mm
	Astra Tech Implant System® Osseospeed® TX	DATX-Internal	ARDATX-BTH310	3 mm	10 mm
			ARDATX-BTH3510	3,5/4 mm	10 mm
			ARDATX-BTH3514	3,5/4 mm	14 mm
			ARDATX-BTH4510	4,5/5 mm	10 mm
			ARDATX-BTH4514	4,5/5 mm	14 mm
	Xive®	DX-Internal	ARDX-BTH3410	3,4 mm	10 mm
			ARDX-BTH3810	3,8 mm	10 mm
			ARDX-BTH3814	3,8 mm	14 mm
			ARDX-BTH4510	4,5 mm	10 mm
			ARDX-BTH4514	4,5 mm	14 mm
			ARDX-BTH5510	5,5 mm	10 mm
ARDX-BTH5514			5,5 mm	14 mm	
Begos Semados®	Begos Semados®	BS-Internal	ARBS-BTH32510	3,25/3,75 mm	10 mm
			ARBS-BTH510	5 mm	10 mm
			ARBS-BTH5510	5,5 mm	10 mm
			ARBS-BTH6510	6,5 mm	10 mm
BioHorizons®	BioHorizons® Tapered Internal	BHI-Internal	ARBHI-BTH3510	3,5 mm	10 mm
			ARBHI-BTH310	3 mm	10 mm
			ARBHI-BTH4510	4,5 mm	10 mm
			ARBHI-BTH4514	4,5 mm	14 mm
			ARBHI-BTH5710	5,7 mm	10 mm
			ARBHI-BTH5714	5,7 mm	14 mm
	BioHorizons® Tapered External	BHEX-External	ARBHEX-BTH4210	4,2 mm	10 mm
			ARBHEX-BTH5210	5,2 mm	10 mm

Oorspronkelijke fabrikant	Compatibel met	Azure System	Azure SKU	Platform	Diameter
Biotech Kontakt®	Biotech Kontakt®	BK-Conical	ARBK-BTH3610	3,6 mm	10 mm
Camlog®	Camlog®	CCA-Internal	ARCCA-BTH3310	3,3 mm	10 mm
			ARCCA-BTH3810	3,8 mm	10 mm
			ARCCA-BTH3814	3,8 mm	14 mm
			ARCCA-BTH4310	4,3 mm	10 mm
			ARCCA-BTH4314	4,3 mm	14 mm
			ARCCA-BTH510	5 mm	10 mm
			ARCCA-BTH514	5 mm	14 mm
	Conelog®	CCO-Conical	ARCCO-BTH3310	3,3 mm	10 mm
			ARCCO-BTH3314	3,3 mm	14 mm
			ARCCO-BTH3410	3,8/4,3 mm	10 mm
ARCCO-BTH3414			3,8/4,3 mm	14 mm	
ARCCO-BTH510			5 mm	10 mm	
Medentis ICX®	Medentis ICX®	MI-Conical	ARMI-BTHU10	3,3/3,45/3,75/ 4,1/4,8 mm	10 mm
			ARMI-BTHU14	3,3/3,45/3,75/ 4,1/4,8 mm	14 mm
Megagen	Megagen AnyRidge®	MA-Conical	ARMA-BTHU10	3,5/4/4,5/5 mm	10 mm
MIS®	MIS® C1 Conical	MSC-Conical	ARMSC-BTH3310	3,3 mm	10 mm
			ARMSC-BTH510	5 mm	10 mm
	MIS® C1 Conical en V3 Conical	MSCV-Conical	ARMSCV-BTH3710	3,75 mm	10 mm
	MIS® V3 Conical	MSV-Conical	ARMSV-BTH2710	2,75 mm	10 mm
	MIS® Seven® Internal Hexagon	MSH-Internal	ARMSH-BTH3310	3,3 mm	10 mm
			ARMSH-BTH3710	3,75 mm	10 mm
ARMSH-BTH4510			4,5 mm	10 mm	
Neodent®	Neodent® Grand Morse®	NG-Conical	ARNG-BTH310	3 mm	10 mm
			ARNG-BTH314	3 mm	14 mm

Bestelinformatie (vervolg)

Oorspronkelijke fabrikant	Compatibel met	Azure System	Azure SKU	Platform	Diameter
Nobel Biocare	Nobel Brånemark System®	NB-External	ARNB-BTH3510	3,5 mm	10 mm
			ARNB-BTH410	4,1 mm	10 mm
			ARNB-BTH510	5,1 mm	10 mm
	NobelActive® en NobelReplace®	NAC-Conical	ARNAC-BTH310	3 mm	10 mm
			ARNAC-BTH3510	3,5 mm	10 mm
			ARNAC-BTH3514	3,5 mm	14 mm
			ARNAC-BTH4510	4,3/5 mm	10 mm
			ARNAC-BTH4514	4,3/5 mm	14 mm
			ARNAC-BTH5510	5,5 mm	10 mm
	NobelReplace® Select™	NRT-Trilobe	ARNRT-BTH3510	3,5 mm	10 mm
			ARNRT-BTH4310	4,3 mm	10 mm
			ARNRT-BTH4314	4,3 mm	14 mm
			ARNRT-BTH510	5 mm	10 mm
			ARNRT-BTH514	5 mm	14 mm
			ARNRT-BTH610	6 mm	10 mm
Osstem®/Hiossen®	Osstem® en Hiossen®	OH-Conical	AROH-BTH310	3/3,5 mm	10 mm
			AROH-BTH314	3/3,5 mm	14 mm
			AROH-BTHU10	4/4,5/5/5,5 mm	10 mm
			AROH-BTHU14	4/4,5/5/5,5 mm	14 mm
Straumann®	Straumann BLX®	SBLX-Conical	ARSBLX-BTH3510	3,5/4,5 mm	10 mm
			ARSBLX-BTH4514	4,5 mm	14 mm
	Straumann Bone Level	SBL-Conical	ARSBL-BTH3310	3,3 mm	10 mm
			ARSBL-BTH3314	3,3 mm	14 mm
			ARSBL-BTH4110	4,1/4,8 mm	10 mm
			ARSBL-BTH4114	4,1/4,8 mm	14 mm
	Straumann Tissue Level	STL-Tissue	ARSTL-BTH3510	3,5 mm	10 mm
			ARSTL-BTH4110	4,1/4,8 mm	10 mm
			ARSTL-BTH4114	4,1/4,8 mm	14 mm
			ARSTL-BTH4810	4,8/6,5 mm	10 mm
Dentium	Superline Implantium	DT-Conical	ARDT-BTHU10	3,6/3,8/4/4,5/5 mm	10 mm
			ARDT-BTHU14	3,6/3,8/4/4,5/5 mm	14 mm

Oorspronkelijke fabrikant	Compatibel met	Azure System	Azure SKU	Platform	Diameter	
ZimVie	ZimVie Certain®	ZC-Certain®	ARZC-BTH3410	3,4 mm	10 mm	
			ARZC-BTH4110	4,1 mm	10 mm	
			ARZC-BTH4114	4,1 mm	14 mm	
			ARZC-BTH510	5 mm	10 mm	
			ARZC-BTH514	5 mm	14 mm	
	ZimVie External Hex	ZEX-External	ARZEX-BTH3410	3,4 mm	10 mm	
			ARZEX-BTH4110	4,1 mm	10 mm	
			ARZEX-BTH510	5 mm	10 mm	
	ZimVie Tapered Screw-Vent®	ZTSV-Internal	ARZTSV-BTH3510	3,5 mm	10 mm	
			ARZTSV-BTH3514	3,5 mm	14 mm	
			ARZTSV-BTH4510	4,5 mm	10 mm	
			ARZTSV-BTH4514	4,5 mm	14 mm	
			ARZTSV-BTH5710	5,7 mm	10 mm	
			ARZTSV-BTH5714	5,7 mm	14 mm	

Houder voor blanks	
ARI-BH	Houder voor blanks, Imes-Icore®
ARS-BH	Houder voor blanks, standaard, 98 mm
ARVHF-BHN4	Houder voor blanks, VHF® N4
ARVHF-BHR5	Houder voor blanks, VHF® R5
ARVHF-BHS125K5	Houder voor blanks, VHF® S1/S2/K5/S5
ARVHF-BHZ4	Houder voor blanks, VHF® Z4
ARY-BHD61543N	Houder voor blanks, Yenadent® D6/D15/D43N
ARY-BHSC	Houder voor blanks, Yenadent® en machines met houder/lader 3R D14P/DC40/D43N

Alle Azure-producten worden vervaardigd volgens ISO 9001 en ISO 13485, met CE-markering voor alle producten van klasse IIb
Alle schroeven en schroevendraaiers voor Ti-Bases met gehoekt schroefkanaal (Ti-Base-A) van Azure zijn gebaseerd op de norm ISO 10664

Astra Tech™, OsseoSpeed™, Ankylos® C/X, XiVE®, Friadent®, Astra Tech Implant System™ EV en UniAbutment® zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Dentsply Sirona

BioHorizons® is een geregistreerd handelsmerk van BioHorizons, Inc.

Brånemark System®, NobelReplace®, Replace Select™, and NobelActive™ zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Nobel Biocare AB

Neodent®, Grand Morse®, Straumann® en synOcta® zijn gedeponeerde handelsmerken van Straumann Holding AG, Zwitserland

MIS® is een gedeponeerd handelsmerk van MIS Implant Technologies, Ltd.

Tapered Screw-Vent® en SwissPlus® zijn gedeponeerde handelsmerken van Zimmer Dental, Inc. USA

Certain® is een gedeponeerd handelsmerk van Biomet 3i

Dyna® is een gedeponeerd handelsmerk van Dyna Dental Engineering BV

Camlog® en Conelog® zijn gedeponeerde handelsmerken van Camlog Biotechnologies AG

Megagen® is een gedeponeerd handelsmerk van Megagen Implant Co. LTD

Bego Semados® is een gedeponeerd handelsmerk van Bego GmbH & Co. KG

Anthogyr® is een gedeponeerd handelsmerk van Anthogyr SAS

Medentis ICX® is een gedeponeerd handelsmerk van Medentis Medical GmbH

Osstem® en Hiossen® zijn gedeponeerde handelsmerken van Osstem Implant Co. LTD

Dentium® is een gedeponeerd handelsmerk van Dentium Co., Ltd.

Global D® is een gedeponeerd handelsmerk van Global D SASU

Biotech Kontakt® is een gedeponeerd handelsmerk van Biotech Dental SAS

BTi® is een gedeponeerd handelsmerk van BTI Biotechnology Institute

Azure-producten mogen alleen worden gebruikt door erkende tandartsen, artsen en laboratoria.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing; deze is te vinden op de website
www.azure dental.com of is bij het product geleverd.

De vrijgave van producten kan gelimiteerd zijn tot bepaalde landen/regio's.
Neem contact op met uw lokale distributeur voor meer details.

azure™ | A ZimVie Brand

Raadpleeg voor meer informatie **azure dental.com**
of bel naar: 0800 503 11 (BE)/078 62 92 800 (NL)

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken en intellectuele eigendomsrechten waarnaar in dit document wordt verwezen eigendom van ZimVie Inc. of een gelieerde onderneming. Alle producten worden geproduceerd door een of meer tandheelkundige dochterondernemingen van ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.) en worden verkocht en gedistribueerd door ZimVie Dental en zijn geautoriseerde marketingpartners. Raadpleeg het etiket of de gebruiksaanwijzing van het individuele product voor aanvullende productinformatie. De vrijgave en beschikbaarheid van producten kunnen gelimiteerd zijn tot bepaalde landen/regio's. Dit materiaal is alleen bedoeld voor artsen en bevat geen medisch advies of aanbevelingen. Distributie naar andere ontvangers is verboden. Dit materiaal mag niet worden gekopieerd of herdrukt zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ZimVie. ZV1630NL REV A 10/23 ©2023 ZimVie Inc. Alle rechten voorbehouden.

