




azure™

Multi-Platform Prosthetic Solutions

Su conexión para todas las conexiones

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2025



Sistemas de implantes multiplataforma

	ANTHOGYR AXIOM[®] AA-CONICAL	04
	ASTRA TECH IMPLANT SYSTEMTM EV DAEV-CONICAL	06
	ASTRA TECH OSSEOSPEEDTM DATX-INTERNAL	12
	BEGO SEMADOS[®] BS-INTERNAL	18
	BIOHORIZONS[®] EXTERNAL BHEX-EXTERNAL	20
	BIOHORIZONS[®] INTERNAL BHI-INTERNAL	24
	BIOTECH KONTACT[®] BK-CONICAL	28
	BTI[®] BI-INTERNAL	30
	CAMLOG[®] CCA-INTERNAL	32
	CONELOG[®] CCO-CONICAL	36
	DENTIUM SUPERLINETM e IMPLANTIUM[®] DT-CONICAL	40
	DENTSPLY ANKYLOS[®] C/X DA-INTERNAL	44
	GLOBALD IN-KONE[®] GD-CONICAL	48
	MEDENTIS ICX[®] MI-CONICAL	50
	MEGAGEN AnyRidge[®] MA-CONICAL	52
	MIS[®] C1 MSC-CONICAL	54

	MIS® SEVEN MSH-INTERNAL	56
	MIS® V3 MSV-CONICAL	60
	NEODENT® GRAND MORSE NG-CONICAL	62
	NOBELACTIVE® y NOBELREPLACE® NAC-CONICAL	66
	NOBEL BRÅNEMARK® NB-EXTERNAL	72
	NOBEL REPLACE SELECT™ NRT-TRILOBE	78
	OSSTEM® TS/HIOSSEN® ET OH-CONICAL	84
	PHIBO® TSH® PB-EXTERNAL	88
	STRAUMANN® BLX SBLX-CONICAL	90
	STRAUMANN® BONE LEVEL Y AZURE TAPERED BONE LEVEL SBL-CONICAL	94
	STRAUMANN® SOFT TISSUE LEVEL STL-TISSUE	100
	ZimVie CERTAIN® ZC-CERTAIN®	106
	ZimVie EXTERNAL HEX ZEX-EXTERNAL	112
	ZimVie TSV® ZTSV-INTERNAL	118
	OVERDENSURE® COMPONENTES DE FIJACIÓN	124
	COMPONENTES MULTI-UNIT	126
	SOPORTES DE BLANKS	130
	HERRAMIENTAS	131
	TORQUE RECOMENDADO PARA LOS TORNILLOS CLÍNICOS	135

AA-CONICAL compatible con
Anthogyr AXIOM®

- rotatorio
- ⬡

antirrotatorio



Cuerpos de escaneo

Nivel del implante

ARAA-ISB34

Extensor de cuerpo de escaneo ARA-EXTISA también disponible



Análogos digitales

Incluye tornillo de cabeza hexagonal de 1,27 mm.

ARAA-DA34



Plataforma
codificada
por colores

Análogos de
escayola

ARAA-SA34



Plataforma
codificada
por colores

Bases de
Ti-Titanio

(Base de Ti-T)

2,9 mm (altura gingival)



ARAA-TBTNH3429

2,9 mm (altura gingival)



ARAA-TBTH3429



Cilindros calcinables*

(Base de Ti-T)

5 uds.



ARTBT-CAPNHUX5

5 uds.



ARTBT-CAPHUX5



Tornillos de repuesto

(Todos los pilares, hexágono de 1,18 mm)

Ti

10 uds.

ARAA-SHTi2735X10

TiN

ARAA-SHTin11846 *



Blanks prefresados de titanio*

10 mm (D)

ARAA-BTH3410



*No disponible en EE. UU. y Canadá

DAEV-CONICAL compatible con
Astra Tech Implant System™ EV

○ rotatorio
◻ antirrotatorio



	3,0 mm (P)	3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)	3,6 mm (P)
Cuerpos de escaneo	EV	EV	EV	EV	UniAbutment
Nivel del implante	ARDAEV-ISB3	ARDAEV-ISB36	ARDAEV-ISB42	ARDAEV-ISB48	ARDAEVMU-ISBNH36**



Extensor de cuerpo de escaneo ARA-EXTISA también disponible.

	3,0 mm (P)	3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)	5,4 mm (P)
Análogo digital	EV	EV	EV	EV	EV
	ARDAEV-DA30**	ARDAEV-DA36	ARDAEV-DA42	ARDAEV-DA48	ARDAEV-DA54**



Plataforma
codificada
por colores

3,6 mm (P)

UniAbutment

ARDAEVMU-DA36**

Incluye tornillo de cabeza hexagonal de 1,27 mm.

	3,0 mm (P)	3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)	5,4 mm (P)
Análogos de escayola	EV	EV	EV	EV	EV
	ARDAEV-SA30**	ARDAEV-SA36	ARDAEV-SA42	ARDAEV-SA48	ARDAEV-SA54**



Plataforma
codificada
por colores

3,6 mm (P)

UniAbutment

ARDAEVMU-SA36**

Cilindros provisionales	3,0 mm (P)	3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)	5,4 mm (P)
	EV	EV	EV	EV	EV
○	ARDAEV-TCNH30**	ARDAEV-TCNH36	ARDAEV-TCH42	ARDAEV-TCNH48	ARDAEV-TCNH54**
⬡	ARDAEV-TCH30**	ARDAEV-TCH36	-	ARDAEV-TCH48	ARDAEV-TCH54**



3,6 mm (P)

UniAbutment

○	ARDAEVMU-TCNH36**
⬡	-

Anclajes OverdenSURE®
(Solo EE. UU.)

	3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)
	EV	EV	EV
1,0 mm (altura gingival)	ODSA-DAEV361	ODSA-DAEV421	ODSA-DAEV481
2,0 mm (altura gingival)	ODSA-DAEV362	ODSA-DAEV422	ODSA-DAEV482
3,0 mm (altura gingival)	ODSA-DAEV363	ODSA-DAEV423	ODSA-DAEV483
4,0 mm (altura gingival)	ODSA-DAEV364	ODSA-DAEV424	ODSA-DAEV484



Anclajes OverdenSURE®
(Todos los mercados de fuera de EE. UU.)

	3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)
	EV	EV	EV
1,0 mm (altura gingival)	ODS-DAEV361	ODS-DAEV421	ODS-DAEV481
2,0 mm (altura gingival)	ODS-DAEV362	ODS-DAEV422	ODS-DAEV482
3,0 mm (altura gingival)	ODS-DAEV363	ODS-DAEV423	ODS-DAEV483
4,0 mm (altura gingival)	ODS-DAEV364	ODS-DAEV424	ODS-DAEV484



Incluye el kit de retención ODS-RIKIT2001.

*No disponible en EE. UU. y Canadá

**No disponible en EMEA

Bases de Ti-Titanio

(Base de Ti-T)

		3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)	3,6 mm (P)
		EV	EV	EV	UniAbutment
1,0 mm (altura gingival)	○	ARDAEV-TBTNH361	ARDAEV-TBTNH421	ARDAEV-TBTNH481	ARDAEVMU-TBTNH36**
3,0 mm (altura gingival)	○	ARDAEV-TBTNH363	ARDAEV-TBTNH423	ARDAEV-TBTNH483	-
1,0 mm (altura gingival)	⬡	ARDAEV-TBTH361	ARDAEV-TBTH421	ARDAEV-TBTH481	-
3,0 mm (altura gingival)	⬡	ARDAEV-TBTH363	ARDAEV-TBTH423	ARDAEV-TBTH483	-
	○	-	-	-	-



Cilindros calcinables*

(Base de Ti-T)

		3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)	5,4 mm (P)
		EV	EV	EV	EV
5 uds.	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
5 uds.	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5



Bases de Ti de canal de tornillo angulado

(Base de Ti-A)

		3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)	3,6 mm (P)
		EV	EV	EV	UniAbutment
○		ARDAEV-TBANH36	ARDAEV-TBANH42	ARDAEV-TBANH48	ARDAEVMU-UTANH36**
⬡		ARDAEV-TBAH36	ARDAEV-TBAH42	ARDAEV-TBAH48	-



Incluye tornillo Torx. Para uso con el destornillador de bola Torx.

	3,0 mm (P)	3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)	5,4 mm (P)
Tornillos de repuesto	EV	EV	EV	EV	EV
(La mayoría de los pilares, hexágono de 1,27 mm)					
Ti	ARDAEV-SHTi1273**	ARDAEV-SHTi12736	ARDAEV-SHXTi2742	ARDAEV-SHTi12748	ARDAEV-SHTi12748
TiN	-	ARDAEV-SHTin2736*	ARDAEV-SHTin2742*	ARDAEV-SHTin2748*	ARDAEV-SHTin2748*
Base de Ti-A, Torx de bola					
Ti	-	ARNAC-STRXTITA36	ARDAEV-STXTITA42	ARDAEV-STXTITA48	-



	3,6 mm (P)
UniAbutment	
(hexágono de 1,27 mm)	
Ti	ARDAEVMU-SHTi273**

Bases de Ti compatibles con CEREC®
(Base de Ti-C)

		3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)
		EV	EV	EV
1,0 mm (altura gingival)	○	ARDAEV-TBCNH361	ARDAEV-TBCNH421	ARDAEV-TBCNH481
3,0 mm (altura gingival)	○	ARDAEV-TBCNH363	ARDAEV-TBCNH423	ARDAEV-TBCNH483
1,0 mm (altura gingival)	⬡	ARDAEV-TBCH361	ARDAEV-TBCH421	ARDAEV-TBCH481
3,0 mm (altura gingival)	⬡	ARDAEV-TBCH363	ARDAEV-TBCH423	ARDAEV-TBCH483



Blanks prefresados de titanio	3,0 mm (P)	3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)
	EV	EV	EV	EV
10 mm (D)	ARDAEV-BTH310	ARDAEV-BTH3610	ARDAEV-BTH4210	ARDAEV-BTH4810
14 mm (D)	-	ARDAEV-BTH3614	ARDAEV-BTH4214	ARDAEV-BTH4814



Cilindros calcinables de cromo cobalto	3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)	3,6 mm (P)
	EV	EV	EV	UniAbutment
○	ARDAEV-CACNH36	ARDAEV-CACNH42	ARDAEV-CACNH48	ARDAEVMU-CACNH36**
⬡	ARDAEV-CACH36	ARDAEV-CACH42	ARDAEV-CACH48	-



Cilindros calcinables*	3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)
	EV	EV	EV
○	ARDAEV-CAPNH36	ARDAEV-CAPNH42	ARDAEV-CAPNH48



DATX-INTERNAL compatible con
Astra Tech Osseospeed™

○ rotatorio
◡ antirrotatorio



Cuerpos de escaneo	3,0 mm (P)	3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)	3,6 mm (P)
	NP	RP	WP	UniAbutment
Nivel del implante	ARDATEX-ISB3	ARDATEX-ISB35	ARDATEX-ISB45	-
20°	-	-	-	ARDATEX20-ISBNH36**
45°	-	-	-	ARDATEX45-ISBNH36**



Extensor de cuerpo de escaneo ARA-EXTISA también disponible.

Análogo digital	3,0 mm (P)	3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)	3,6 mm (P)
	NP	RP	WP	UniAbutment
	ARDATEX-DA3	ARDATEX-DA35	ARDATEX-DA45	-
20°	-	-	-	ARDATEX20-DA36**
45°	-	-	-	ARDATEX45-DA36**



Plataforma codificada por colores

Incluye tornillo de cabeza hexagonal de 1,27 mm.

Análogos de escayola	3,0 mm (P)	3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)	3,6 mm (P)
	NP	RP	WP	UniAbutment
	ARDATEX-SA3	ARDATEX-SA35	ARDATEX-SA45	-
10 uds.	-	ARDATEX-SA35X10	ARDATEX-SA45X10	-
20°	-	-	-	ARDATEX20-SA36**
45°	-	-	-	ARDATEX45-SA36**
20° 10 uds.	-	-	-	ARDATEX20-SA36X10**
45° 10 uds.	-	-	-	ARDATEX45-SA36X10**



Plataforma codificada por colores

Cilindros provisionales		3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)	3,6 mm (P)
		RP	WP	UniAbutment
	○	ARDATX-TCNH354	ARDATX-TCNH455	-
	⬡	ARDATX-TCH354	ARDATX-TCH455	-
20°	○	-	-	ARDATX20-TCNH36**
45°	○	-	-	ARDATX45-TCNH36**



Anclajes OverdenSURE®
(Solo EE. UU.)

	3,0 mm (P)	3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
1,0 mm (altura gingival)	-	ODSA-DATX351	ODSA-DATX451
2,0 mm (altura gingival)	ODSA-DATX302	ODSA-DATX352	ODSA-DATX452
3,0 mm (altura gingival)	ODSA-DATX303	ODSA-DATX353	ODSA-DATX453
4,0 mm (altura gingival)	-	ODSA-DATX354	ODSA-DATX454



Anclajes OverdenSURE®
(Todos los mercados de fuera de EE. UU.)

	3,0 mm (P)	3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
1,0 mm (altura gingival)	-	ODS-DATX351	ODS-DATX451
2,0 mm (altura gingival)	ODS-DATX302	ODS-DATX352	ODS-DATX452
3,0 mm (altura gingival)	ODS-DATX303	ODS-DATX353	ODS-DATX453
4,0 mm (altura gingival)	-	ODS-DATX354	ODS-DATX454



Incluye el kit de retención ODS-RIKIT2001.

Bases de Ti-Titanio

(Base de Ti-T)

		3,0 mm (P)	3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)	3,6 mm (P)
		NP	RP	WP	UniAbutment
0,9 mm (altura gingival)	○	-	-	ARDATX-TBTNH4509	-
1,0 mm (altura gingival)	○	ARDATX-TBTNH311	-	-	-
1,1 mm (altura gingival)	○	-	ARDATX-TBTNH3511	-	-
2,0 mm (altura gingival)	○	ARDATX-TTNH30	ARDATX-TBTNH352	ARDATX-TBTNH452	-
3,0 mm (altura gingival)	○	ARDATX-TBTNH30	ARDATX-TBTNH353	ARDATX-TBTNH453	-
0,9 mm (altura gingival)	⬡	-	-	ARDATX-TBTH4509	-
1,0 mm (altura gingival)	⬡	ARDATX-TBTH311	-	-	-
1,1 mm (altura gingival)	⬡	-	ARDATX-TBTH3511	-	-
2,0 mm (altura gingival)	⬡	ARDATX-TBTH32	ARDATX-TBTH352	ARDATX-TBTH452	-
3,0 mm (altura gingival)	⬡	ARDATX-TBTH33	ARDATX-TBTH353	ARDATX-TBTH453	-
20°	○	-	-	-	ARDATX20-TBTNH36
45°	○	-	-	-	ARDATX45-TBTNH36



Cilindros calcinables*

(Base de Ti-T)

		3,0 mm (P)	3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
5 uds.	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
5 uds.	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5



Bases de Ti de canal de tornillo angulado

(Base de Ti-A)



3,5/4,0 mm (P) 4,5/5,0 mm (P)

RP	WP
AR DATX-TBANH35	AR DATX-TBANH45
AR DATX-TBAH35	AR DATX-TBAH45



Incluye tornillo Torx. Para uso con el destornillador de bola Torx.

Tornillos de repuesto

La mayoría de los pilares, hexágono de 1,27 mm

	3,0 mm (P)	3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)	3,6 mm (P)
	NP	RP	WP	UniAbutment
Ti	AR DATX-SHTI1273	AR DATX-SHTI1274	AR DATX-SHTI12745	ARDAMU-SHTI1274**
Ti 10 uds.	-	AR DATX-SHTIH3510	-	-
TiN	AR DATX-SHTIN1273*	AR DATX-SHTIN1274*	AR DATX-SHTIN2745*	-
Base de Ti-A, Torx de bola	-	-	-	-
Ti	-	ARNAC-STRXTITA36	AR DATX-STXTITA45	-



Bases de Ti compatibles con CEREC®

(Base de Ti-C)

		3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)
		RP	WP
0,8 mm (altura gingival)	○	AR DATX-TBCNH3508	-
0,9 mm (altura gingival)	○	-	AR DATX-TBCNH4509
3,0 mm (altura gingival)	○	AR DATX-TBCNH353	AR DATX-TBCNH453
0,8 mm (altura gingival)	⬡	ARZTSV-TBCH4508	-
0,9 mm (altura gingival)	⬡	-	AR DATX-TBCH4509
3,0 mm (altura gingival)	⬡	AR DATX-TBCH353	AR DATX-TBCH453



Pilares cementados	3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)
	RP	WP
0°	ARDATEX-CRA35	ARDATEX-CRA45
15°	ARDATEX-CR15A35*	ARDATEX-CR15A45*
25°	ARDATEX-CR25A35*	-



Blanks prefresados de titanio	3,0 mm (P)	3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
10 mm (D)	ARDATEX-BTH310	ARDATEX-BTH3510	ARDATEX-BTH4510
14 mm (D)	-	ARDATEX-BTH3514	ARDATEX-BTH4514



Cilindros calcinables de cromo cobalto		3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)	3,6 mm (P)
		RP	WP	UniAbutment
	○	ARDATEX-CACNH35	ARDATEX-CACNH45	-
	⬡	ARDATEX-CACH35	ARDATEX-CACH45	-
20°	○	-	-	ARDATEX20-CACNH36**
45°	○	-	-	ARDATEX45-CACNH36**



Cilindros calcinables*		3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)
		RP	WP
	○	ARDATEX-CAPNH35	ARDATEX-CAPNH45
	⬡	ARDATEX-CAPH35	ARDATEX-CAPH45
20°	○	-	-
45°	○	-	-



BS-INTERNAL compatible con Bego Semados®

○ rotatorio
◻ antirrotatorio



	3,25/3,75 mm (P)	4,1 mm (P)	4,5 mm (P)	5,5 mm (P)
Cuerpos de escaneo	-	-	-	-
<i>Nivel del implante</i>	ARBS-ISB325	ARBS-ISB5	ARBS-ISB55	ARBS-ISB65



Extensor de cuerpo de escaneo ARA-EXTISA también disponible.

	3,25/3,75 mm (P)	4,1 mm (P)	4,5 mm (P)	5,5 mm (P)
Análogos digitales	-	-	-	-
	ARBS-DA325	ARBS-DA5	ARBS-DA55	ARBS-DA65



Incluye tornillo de cabeza hexagonal de 1,27 mm.

Plataforma
codificada
por colores

	3,25/3,75 mm (P)	4,1 mm (P)	4,5 mm (P)	5,5 mm (P)
Análogos de escayola	-	-	-	-
	ARBS-SA325	ARBS-SA5	ARBS-SA55	ARBS-SA65



Plataforma
codificada
por colores

Bases de Ti-Titanio*

(Base de Ti-T)

		3,25/3,75 mm (P)	4,1 mm (P)	4,5 mm (P)	5,5 mm (P)
		-	-	-	-
0,7 mm (altura gingival)	○	-	-	ARBS-TBTNH325	ARBS-TBTNH5506
0,9 mm (altura gingival)	○	-	ARBS-TBTNH325	-	-
1,1 mm (altura gingival)	○	ARBS-TBTNH325	-	-	-
0,7 mm (altura gingival)	⬡	-	-	ARBS-TBTH325	ARBS-TBTH5506
0,9 mm (altura gingival)	⬡	-	ARBS-TBTH325	-	-
1,1 mm (altura gingival)	⬡	ARBS-TBTH325	-	-	-

**Cilindros calcinables***

(Base de Ti-T)

		3,25/3,75 mm (P)	4,1 mm (P)	4,5 mm (P)	5,5 mm (P)
		-	-	-	-
5 uds.	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
5 uds.	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5

**Tornillos de repuesto***

(Todos los pilares, hexágono de 1,27 mm)

		3,25/3,75 mm (P)	4,1 mm (P)	4,5 mm (P)	5,5 mm (P)
		-	-	-	-
Ti		ARBS-SHTI127U	ARBS-SHTI127U	ARBS-SHTI127U	ARBS-SHTI127U
TiN		ARBS-SHTIN127U	ARBS-SHTIN127U	ARBS-SHTIN127U	ARBS-SHTIN127U

**Blanks prefresados de titanio***

		3,25/3,75 mm (P)	4,1 mm (P)	4,5 mm (P)	5,5 mm (P)
		-	-	-	-
10 mm (D)		ARBS-BTH32510	ARBS-BTH510	ARBS-BTH5510	ARBS-BTH6510
14 mm (D)		-	-	-	ARBS-BTH5514



BHEX-EXTERNAL compatible con BioHorizons® External

○ rotatorio
◻ antirrotatorio



Cuerpos de escaneo	3,7 mm (P)	4,2 mm (P)	5,2 mm (P)
	NP	RP	WP
Nivel del implante	ARBHEX-ISB37	ARBHEX-ISB42	ARBHEX-ISB52

Extensor de cuerpo de escaneo ARA-EXTISA también disponible.



Análogos digitales	3,7 mm (P)	4,2 mm (P)	5,2 mm (P)
	NP	RP	WP
	ARBHEX-DA37**	ARBHEX-DA42	ARBHEX-DA52

Incluye tornillo de cabeza hexagonal de 1,27 mm.



Plataforma codificada por colores

Análogos de escayola	3,2 mm (P)	4,2 mm (P)	5,2 mm (P)
	NP	RP	WP
	ARBHEX-SA37**	ARBHEX-SA42 ARBHEX-SA42X10	ARBHEX-SA52 -

10 uds.



Plataforma codificada por colores

Cilindros provisionales*



4,2 mm (P)

5,2 mm (P)

RP

WP

ARBHEX-TCNH42

ARBHEX-TCNH52

ARBHEX-TCH42

ARBHEX-TCH52



Bases de Ti-Titanio*

(Base de Ti-T)

0,3 mm (altura gingival)



0,3 mm (altura gingival)



3,7 mm (P)

4,2 mm (P)

5,2 mm (P)

NP

RP

WP

ARBHEX-TBTNH3703

ARBHEX-TBTNH4203

ARBHEX-TBTNH52

ARBHEX-TBTH3703

ARBHEX-TBTH4203

ARBHEX-TBTH5203



Cilindros calcinables*

(Base de Ti-T)

5 uds.



5 uds.



3,7 mm (P)

4,2 mm (P)

5,2 mm (P)

NP

RP

WP

ARTBT-CAPNHUX5

ARTBT-CAPNHUX5

ARTBT-CAPNHX52X5

ARTBT-CAPHUX5

ARTBT-CAPHUX5

ARTBT-CAPHX52X5



Pilares cementados*	4,2 mm (P)	5,2 mm (P)	
	RP	WP	
0°	ARBHEX-CR42	ARBHEX-CR52	
15°	ARBHEX-CR15A42	-	

Tornillos de repuesto* (Todos los pilares, hexágono de 1,27 mm)	3,7 mm (P)	4,2 mm (P)	5,2 mm (P)	
	NP	RP	WP	
Ti	ARBHEX-SHTI12737	ARBHEX-SHTI12745	ARBHEX-SHTI2745	
Ti 10 uds.	-	ARBHEX-SHTI45X10	ARBHEX-SHTI45X10	
TiN	ARBHEX-SHTIN2737	ARBHEX-SHTIN2745	ARBHEX-SHTIN2745	

Blanks prefresados de titanio*	3,7 mm (P)	4,2 mm (P)	5,2 mm (P)	
	NP	RP	WP	
10 mm (D)		ARBHEX-BTH4210	ARBHEX-BTH5210	
14 mm (D)	ARBHEX-BTH3714**	ARBHEX-BTH4214**	ARBHEX-BTH5214**	

Cilindros calcinables*	3,7 mm (P)	4,2 mm (P)	5,2 mm (P)	
	NP	RP	WP	
○	ARBHEX-CAPNH37	ARBHEX-CAPNH42	ARBHEX-CAPNH52	
⬡	ARBHEX-CAPH37	ARBHEX-CAPHX42	ARBHEX-CAPH52	

**BHI-INTERNAL compatible con
BioHorizons® Internal**

○ rotatorio
◻ antirrotatorio



	3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
Cuerpos de escaneo	-	NP	RP	WP
Nivel del implante	ARBHI-ISB3	ARBHI-ISB35	ARBHI-ISB45	ARBHI-ISB57

Extensor de cuerpo de escaneo ARA-EXTISA también disponible.



	3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
Análogos digitales	-	NP	RP	WP
	ARBHI-DA3	ARBHI-DA35	ARBHI-DA45	ARBHI-DA57

Incluye tornillo de cabeza hexagonal de 1,27 mm.



Plataforma
codificada
por colores

	3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
Análogos de escayola	-	NP	RP	WP
	ARBHI-SA3	ARBHI-SA35	ARBHI-SA45	ARBHI-SA57



Plataforma
codificada
por colores

Anclajes OverdenSURE®

(Solo EE. UU.)

	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)
	NP	RP
1,0 mm (altura gingival)	ODSA-BHI351	ODSA-BHIA451
2,5 mm (altura gingival)	ODSA-BHI3525	ODSA-BHI4525
3,5 mm (altura gingival)	ODSA-BHI3535	ODSA-BHI4535
4,5 mm (altura gingival)	ODSA-BHI3545	ODSA-BHI4545
5,5 mm (altura gingival)	ODSA-BHI3555	-



Anclajes OverdenSURE®

(Todos los mercados de fuera de EE. UU.)

	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)
	NP	RP
1,0 mm (altura gingival)	ODS-BHI351	ODS-BHIA451
2,5 mm (altura gingival)	ODS-BHI3525	ODS-BHI4525
3,5 mm (altura gingival)	ODS-BHI3535	ODS-BHI4535
4,5 mm (altura gingival)	ODS-BHI3545	ODS-BHI4545
5,5 mm (altura gingival)	ODS-BHI3555	-



Incluye el kit de retención ODS-RIKIT2001

Bases de Ti-Titanio

(Base de Ti-T)

		3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
		NP	RP	WP
0,3 mm (altura gingival)	○	-	ARBHI-TBTNH4503	ARBHI-TBTNH5703
0,8 mm (altura gingival)	○	ARBHI-TBTNH3508	-	-
0,3 mm (altura gingival)	⬡	-	ARBHI-TBTH4503	ARBHI-TBTH5703
0,8 mm (altura gingival)	⬡	ARBHI-TBTH3508	-	-



Cilindros calcinables*

(Base de Ti-T)

		3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
		NP	RP	WP
5 uds.	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
5 uds.	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5



*No disponible en EE. UU. y Canadá

Bases de Ti de canal de tornillo angulado

(Base de Ti-A)



3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
NP	RP	WP
ARBHI-TBASNH35	ARBHI-TBASNH45	ARBHI-TBASNH57
ARBHI-TBASH35	ARBHI-TBASH45	ARBHI-TBAH57



Incluye tornillo Torx. Para uso con el destornillador de bola Torx.

Bases de Ti compatibles con CEREC®

(Base de Ti-C)

- 0,5 mm (altura gingival)
- 3,0 mm (altura gingival)
- 0,5 mm (altura gingival)
- 3,0 mm (altura gingival)

3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
NP	RP	WP
ARBHI-TBCNH3505	ARBHI-TBCNH4505	ARBHI-TBCNH5705
ARBHI-TBCNH353	ARBHI-TBCNH453	ARBHI-TBCNH573
ARBHI-TBCH3505	ARBHI-TBCH4505	ARBHI-TBCH5705
ARBHI-TBCH353	ARBHI-TBCH453	ARBHI-TBCH573



Tornillo estándar incluido.

	3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)	
Tornillos de repuesto	-	NP	RP	WP	
(La mayoría de los pilares, hexágono de 1,27 mm)	-	-	-	-	
Ti	ARBHI-SHXTI127U	ARBHI-SHXTI127U	ARBHI-SHXTI127U	ARBHI-SHXTI127U	
TiN	ARBHI-SHTIN2730*	ARBHI-SHTIN2730*	ARBHI-SHTIN2730*	ARBHI-SHTIN2730*	
Base de Ti-A, Torx de bola	-	ARBHI-STRXTITA35	ARBHI-STRXTITA35	ARBHI-STRXTITA35	

	3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)	
Blanks prefresados de titanio	-	NP	RP	WP	
10 mm (D)	ARBHI-BTH310	ARBHI-BTH3510	ARBHI-BTH4510	ARBHI-BTH5710	
14 mm (D)	-	-	ARBHI-BTH4514	ARBHI-BTH5714	

*No disponible en EE. UU. y Canadá

**BK-CONICAL compatible con
Biotech KONTACT®**



**Cuerpos de
escaneo**

Nivel del implante

-
ARBK-ISB36

Extensor de cuerpo de escaneo ARA-EXTISA también disponible.



**Análogos
digitales**

Incluye tornillo de cabeza hexagonal de 1,27 mm.

-
ARBK-DA36



**Análogos
de escayola**

-
ARBK-SA36



Bases de Ti-Titanio*

(Base de Ti-T)



-
ARBK-TBTNH3632
ARBK-TBTH3632

**Cilindros calcinables***

(Base de Ti-T)

5 uds.

5 uds.

-
ARTBT-CAPNHUX5
ARTBT-CAPHUX5

**Tornillos de repuesto***

(Todos los pilares, hexágono de 1,18 mm)

*Ti**TiN*

-	NP	RP
ARBK-SHTI12236	-	-
ARBK-SHTIN30	ARBK-SHTIN12241	ARBK-SHTIN12236

**Blanks prefresados de titanio**

10 mm (D)

-
ARBK-BTH3610*



BI-INTERNAL compatible con
BTI®



Cuerpos de escaneo	4,1 mm (P)
	-
Nivel del implante	ARBI-ISB41

Extensor de cuerpo de escaneo ARA-EXTISA también disponible.



Análogos digitales	4,1 mm (P)
	-
	ARBI-DA41

Incluye tornillo de cabeza hexagonal de 1,27 mm.



Plataforma
codificada
por colores

Análogos de escayola	4,1 mm (P)
	-
	ARBI-SA41



Plataforma
codificada
por colores

**Bases de
Ti-Titanio***

(Base de Ti-T)

4,1 mm (P)

-

ARBI-TBTNH415

ARBI-TBTH415



**Cilindros
calcinables***

(Base de Ti-T)

4,1 mm (P)

-

ARTBT-CAPNHUX5

ARTBT-CAPHUX5

5 uds.



5 uds.



Tornillos de repuesto*

(Todos los pilares,
hexágono de 1,22 mm)

4,1 mm (P)

-

ARBI-SHXTI12241

ARBI-SHTIN12241

Ti

TiN



*No disponible en EE. UU. y Canadá

CCA-INTERNAL compatible con Camlog®

○ rotatorio
 ❡ antirrotatorio



	3,3 mm (P)	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
Cuerpos de escaneo	-	-	-	-
<i>Nivel del implante</i>	ARCCA-ISB33	ARCCA-ISB38	ARCCA-ISB43	ARCCA-ISB5

Extensor de cuerpo de escaneo ARA-EXTISA también disponible.



	3,3 mm (P)	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
Análogos digitales	-	-	-	-
	ARCCA-DA33	ARCCA-DA38	ARCCA-DA43	ARCCA-DA5

Incluye tornillo de cabeza hexagonal de 1,27 mm.



Plataforma codificada por colores

	3,3 mm (P)	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
Análogos de escayola	-	-	-	-
	ARCCA-SA33	ARCCA-SA38	ARCCA-SA43	ARCCA-SA5



Plataforma codificada por colores

	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)
Cilindros provisionales	-	-
○	ARCCA-TCNH38	ARCCA-TCNH43
❡	ARCCA-TCH38	ARCCA-TCH43



Anclajes OverdenSURE®

(Solo EE. UU.)

	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)
	-	-
1,0 mm (altura gingival)	ODSA-CCA381	ODSA-CCA431
2,0 mm (altura gingival)	ODSA-CCA382	ODSA-CCA432
3,0 mm (altura gingival)	ODSA-CCA383	ODSA-CCA433
4,0 mm (altura gingival)	ODSA-CCA384	ODSA-CCA434

**Anclajes OverdenSURE®**

(Todos los mercados de fuera de EE. UU.)

	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)
	-	-
1,0 mm (altura gingival)	ODS-CCA381	ODS-CCA431
2,0 mm (altura gingival)	ODS-CCA382	ODS-CCA432
3,0 mm (altura gingival)	ODS-CCA383	ODS-CCA433
4,0 mm (altura gingival)	ODS-CCA384	ODS-CCA434



Incluye el kit de retención ODS-RIKIT2001.

Bases de Ti-Titanio

(Base de Ti-T)

	3,3 mm (P)	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
	-	-	-	-
0,3 mm (altura gingival) ○	-	ARCCA-TBTNH3803	ARCCA-TBTNH4303	ARCCA-TBTNH503
0,5 mm (altura gingival) ○	ARCCA-TBTNH3305	-	-	-
1,5 mm (altura gingival) ○	-	ARCCA-TBTNH3815	ARCCA-TBTNH4315	-
3,0 mm (altura gingival) ○	-	ARCCA-TBTNH383	ARCCA-TBTNH433	-
0,3 mm (altura gingival) ⬡	-	ARCCA-TBTH3803	ARCCA-TBTH4303	ARCCA-TBTH503
0,5 mm (altura gingival) ⬡	ARCCA-TBTH3305	-	-	-
1,5 mm (altura gingival) ⬡	-	ARCCA-TBTH3815	ARCCA-TBTH4315	-
3,0 mm (altura gingival) ⬡	-	ARCCA-TBTH383	-	-

**Cilindros calcinables***

(Base de Ti-T)

	3,3 mm (P)	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
	-	-	-	-
5 uds. ○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
5 uds. ⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5



Bases de Ti de canal de tornillo angulado
(Base de Ti-A)



	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)
	-	-
	ARCCA-TBANH38	ARCCA-TBANH43
	ARCCA-TBAH38	ARCCA-TBAH43



Incluye tornillo Torx. Para uso con el destornillador de bola Torx.

Tornillos de repuesto

(La mayoría de los pilares, hexágono de 1,27 mm)

	3,3 mm (P)	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
	-	-	-	-
Ti	ARCCA-SHTI12734	ARCCA-SHTI12734	ARCCA-SHTI12734	ARCCA-SHXTI1275
TiN	ARCCA-SHTIN12734*	ARCCA-SHTIN12734*	ARCCA-SHTIN12734*	ARCCA-SHTIN1275*
Base de Ti-A, Torx de bola				
Ti	-	ARNG-STRXTITA34	ARNG-STRXTITA34	-



**Blanks
prefresados
de titanio**

	3,3 mm (P)	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
	-	-	-	-
10 mm (D)	ARCCA-BTH3310	ARCCA-BTH3810	ARCCA-BTH4310	ARCCA-BTH510
14 mm (D)	-	ARCCA-BTH3814	ARCCA-BTH4314	ARCCA-BTH514

**Cilindros calcinables
de cromo cobalto**

	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)
	-	-
○	ARCCA-CACNH38	ARCCA-CACNH43
⬡	ARCCA-CACH38	ARCCA-CACH43

**Cilindros
calcinables***

	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)
	-	-
○	ARCCA-CAPNH38	ARCCA-CAPNH43



CCO-CONICAL compatible con Conelog®

○ rotatorio
 ◡ antirrotatorio



	3,3 mm (P)	3,8/4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
Cuerpos de escaneo	NP	RP	WP
Nivel del implante	ARCCO-ISB33	ARCCO-ISB38	ARCCO-ISB5

Extensor de cuerpo de escaneo ARA-EXTISA también disponible.



	3,3 mm (P)	3,8/4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
Análogos digitales	NP	RP	WP
	ARCCO-DA33	ARCCO-DA38	ARCCO-DA5

Incluye tornillo de cabeza hexagonal de 1,27 mm.



Plataforma
codificada
por colores

	3,3 mm (P)	3,8/4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
Análogos de escayola	NP	RP	WP
	ARCCO-SA33	ARCCO-SA38	ARCCO-SA5



Plataforma
codificada
por colores

Bases de Ti-Titanio*

(Base de Ti-T)

		3,3 mm (P)	3,8/4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
1,4 mm (altura gingival)	○	ARCCO-TBTNH3314	ARCCO-TBTNH3414	ARCCO-TBTNH514
3,0 mm (altura gingival)	○	ARCCO-TBTNH333	ARCCO-TBTNH343	ARCCO-TBTNH53
1,4 mm (altura gingival)	⬡	ARCCO-TBTH3314	ARCCO-TBTH3414	ARCCO-TBTH514
3,0 mm (altura gingival)	⬡	ARCCO-TBTH333	ARCCO-TBTH343	ARCCO-TBTH53

**Cilindros calcinables***

(Base de Ti-T)

		3,8 mm (P)	3,8/4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
5 uds.	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
5 uds.	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5

**Bases de Ti de canal de tornillo angulado***

(Base de Ti-A)

		3,3 mm (P)	3,8/4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
○		ARCCO-TBANH33	ARCCO-TBANH38	ARCCO-TBANH5
⬡		ARCCO-TBAH33	ARCCO-TBAH38	ARCCO-TBAH5



Incluye tornillo Torx. Para uso con el destornillador de bola Torx.

Bases de Ti
compatibles
con CEREC®*

(Base de Ti-C)

		3,3 mm (P)	3,8/4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
1,0 mm (altura gingival)	○	ARCCO-TBCNH331	ARCCO-TBCNH381	ARCCO-TBCNH51
2,1 mm (altura gingival)	○	ARCCO-TBCNH3321	ARCCO-TBCNH4821	ARCCO-TBCNH21
1,0 mm (altura gingival)	⬡	ARCCO-TBCH331	ARCCO-TBCH381	ARCCO-TBCH51
2,1 mm (altura gingival)	⬡	ARCCO-TBCH3321	ARCCO-TBCH3821	ARCCO-TBCH521



Tornillo estándar incluido.

Tornillos de
reposito*

(La mayoría de los pilares,
hexágono de 1,27 mm)

		3,3 mm (P)	3,8/4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
(La mayoría de los pilares, hexágono de 1,27 mm)		-	-	-
Ti		ARCCO-SHTI12733	ARCCO-SHTI12733	ARCCO-SHXTI1275
TiN		ARCCO-SHTIN12734	ARCCO-SHTIN12734	ARCCO-SHTIN1275
.....				
Base de Ti-A, Torx de bola				
Ti		ARCCO-STRXTITA33	ARCCO-STRXTITA33	ARCCO-STRXTITA50
.....				
Base de Ti-C, hexágono de 1,27 mm				
Ti		ARCCO-SHTITC3343	ARCCO-SHTITC3343	ARCCO-SHTITC50




Blanks
prefresados
de titanio*

		3,3 mm (P)	3,8/4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
10 mm (D)		ARCCO-BTH3310	ARCCO-BTH3410	ARCCO-BTH510
14 mm (D)		ARCCO-BTH3314	ARCCO-BTH3414	-



DT-CONICAL compatible con
Dentium Superline™ e Implantium®


○ rotatorio
◻ antirrotatorio



Nivel del implante

ARDT-ISBU

Extensor de cuerpo de escaneo ARA-EXTISA también disponible.




ARDT-DAU

Incluye tornillo de cabeza hexagonal de 1,27 mm.




Plataforma
codificada
por colores



ARDT-SAU



Plataforma
codificada
por colores




0,9 mm (altura gingival)	○	ARDT-TBTNHU09
1,5 mm (altura gingival)	○	ARDT-TBTNHU15
3,0 mm (altura gingival)	○	ARDT-TBTNHU3
0,9 mm (altura gingival)	⬡	ARDT-TBTHU09
1,5 mm (altura gingival)	⬡	ARDT-TBTHU15
3,0 mm (altura gingival)	⬡	ARDT-TBTHU3



Cilindros calcinables*


Base de Ti-T

5 uds.	○	ARTBT-CAPNHUX5
5 uds.	⬡	ARTBT-CAPHUX5



○	ARDT-TBCNHU
⬡	ARDT-TBAHU






Tornillos de repuesto Torx®

(La mayoría de los pilares, hexágono de 1,27 mm)


Ti	ARDT-SHXTi128U
TiN	ARDT-SHTin128U
Base de Ti-A, Torx de bola	
TiN	ARNRT-STRXTiTA41



Blanks prefresados de titanio*

10 mm (D)	ARDT-BTHU10
14 mm (D)	ARDT-BTHU14






Cilindros calcinables de cromo cobalto*



ARDT-CACNHU
ARDT-CACHU



Cilindros calcinables*



ARDT-CAPNHU
ARDT-CAPHU



*No disponible en EE. UU. y Canadá

DA-INTERNAL compatible con Dentsply Ankylos® C/X

○ rotatorio
◻ antirrotatorio



Cuerpos de escaneo

Nivel del implante

ARDA-ISB35

Extensor de cuerpo de escaneo ARA-EXTISA también disponible.



Análogos digitales

3,5 mm (anchura del análogo)

ARDA-DA35

Incluye tornillo de cabeza hexagonal de 1,27 mm.



Análogos de escayola

3,5 mm (anchura del análogo)

ARDA-SA35

3,5 mm (anchura del análogo) 10 uds.

ARDA-SA35X10

4,5 mm (anchura del análogo)

ARDA-SA45

4,5 mm (anchura del análogo) 10 uds.

ARDA-SA45X10



Cilindros provisionales

1,5 mm (altura gingival)



ARDA-TCNH3515

2,5 mm (altura gingival)



ARDA-TCNH3525

1,5 mm (altura gingival)



ARDA-TCH3515

2,5 mm (altura gingival)



ARDA-TCH3525



Anclajes
OverdenSURE®
(Solo EE. UU.)

2,0 mm (altura gingival)	ODSA-DA352
3,0 mm (altura gingival)	ODSA-DA353
4,0 mm (altura gingival)	ODSA-DA354



Anclajes
OverdenSURE®
(Todos los mercados
de fuera de EE. UU.)

2,0 mm (altura gingival)	ODS-DA352
3,0 mm (altura gingival)	ODS-DA353
4,0 mm (altura gingival)	ODS-DA354



Incluye el kit de retención ODS-RIKIT2001.

Titanio
Bases de Ti
(Base de Ti-T)

1,5 mm (altura gingival)	○	ARDA-TBTNH3515
2,5 mm (altura gingival)	○	ARDA-TBTNH3525
1,5 mm (altura gingival)	⬡	ARDA-TBTH3515
2,5 mm (altura gingival)	⬡	ARDA-TBTH3525



Bases de Ti
compatibles
con CEREC®
(Base de Ti-C)

1,4 mm (altura gingival)	○	ARDA-TBCNH3514
2,5 mm (altura gingival)	○	ARDA-TBCNH3525
1,4 mm (altura gingival)	⬡	ARDA-TBCH3514
2,5 mm (altura gingival)	⬡	ARDA-TBCH3525



Tornillo estándar incluido.

Cilindro calcinable
(Base de Ti-T)

5 uds.	○	ARTBT-CAPNHUX5*
5 uds.	⬡	ARTBT-CAPHUX5*



Tornillos de
repuesto

La mayoría de los pilares, hexágono de 1,00 mm		-
Ti		ARDA-SHXTI10034
Ti	10 uds.	ARDA-SHTI134X10
TiN		ARDA-SHTIN10034*
Base de Ti-C, hexágono de 1,00 mm		
Ti		ARDA-SHTITC134



Pilares cementados

1,5 mm (altura gingival)	0°	ARDA-CRA3515
2,5 mm (altura gingival)	0°	ARDA-CRA3525
1,5 mm (altura gingival)	15°	ARDA-CR15A3515*
2,5 mm (altura gingival)	15°	ARDA-CR15A3525*
1,5 mm (altura gingival)	25°	ARDA-CR25A3515*
2,5 mm (altura gingival)	25°	ARDA-CR25A3525*



Blanks prefresados de titanio

10 mm (D)	ARDA-BTH3410
-----------	--------------



Cilindros calcinables de cromo cobalto

1,5 mm (altura gingival)	○	ARDA-CACNH3515
2,5 mm (altura gingival)	○	ARDA-CACNH3525
1,5 mm (altura gingival)	⬡	ARDA-CACH3515
2,5 mm (altura gingival)	⬡	ARDA-CACH3525



Cilindros calcinables*

1,5 mm (altura gingival)	○	ARDA-CAPNH3515
2,5 mm (altura gingival)	○	ARDA-CAPNH3525



GD-CONICAL compatible con
GlobalD IN-KONE®

- rotatorio
- ⬡ antirrotatorio



Cuerpos de
escaneo

Nivel del implante

ARGD-ISB35

Extensor de cuerpo de escaneo ARA-EXTISA también disponible.



Análogos
digitales

ARGD-DA35

Incluye tornillo de cabeza hexagonal de 1,27 mm.



Análogos
de escayola

ARGD-SA35



Bases de
Ti-Titanio*

(Base de Ti-T)



ARGD-TBTNH35

ARGD-TBTH35



Cilindros
calcinables*

(Base de Ti-T)

5 uds.



ARTBT-CAPNHUX5

5 uds.



ARTBT-CAPHUX5



Tornillos de repuesto*

(Todos los pilares,
hexágono de 1,22 mm)

Ti

ARGD-SHXTi12235

TiN

ARGD-SHTin12235



*No disponible en EE. UU. y Canadá

MI-CONICAL compatible con
Medentis ICX®

- rotatorio
- ⬡

antirrotatorio



Cuerpos de escaneo

Nivel del implante

ARMI-ISBU

Extensor de cuerpo de escaneo ARA-EXTISA también disponible.



Análogos digitales

ARMI-DAU

Incluye tornillo de cabeza hexagonal de 1,27 mm.



Análogos de escayola

ARMI-SAU



Bases de
Ti-Titanio*

(Base de Ti-T)



ARMI-TBTNHU22

ARMI-TBTHU



Cilindros calcinables*

(Base de Ti-T)

5 uds.	○	ARTBT-CAPNHUX5
5 uds.	⬡	ARTBT-CAPHUX5



Bases de Ti de canal de tornillo angulado*

(Base de Ti-A)

0,9 mm (altura gingival)	○	ARMI-TBANHU09
2,2 mm (altura gingival)	○	ARMI-TBANHU22
0,9 mm (altura gingival)	⬡	ARMI-TBAHU09
2,2 mm (altura gingival)	⬡	ARMI-TBAHU22



Incluye tornillo Torx. Para uso con el destornillador de bola Torx.

Tornillos de repuesto

La mayoría de los pilares, hexágono de 1,40 mm		ARMI-SHTi140U ARMI-SHTin140U	
Ti			
Base de Ti-A, Torx de bola		ARSBL-STRXTiTA34 ARNG-STRXTiTA34	
Ti	0,9 mm		
Ti	2,2 mm		

Blanks prefresados de titanio*

10 mm (D)	ARMI-BTHU10
14 mm (D)	ARMI-BTHU14



**MA-CONICAL compatible con
Megagen AnyRidge®**



Cuerpos de escaneo

Nivel del implante	ARMA-ISBU
--------------------	-----------

Extensor de cuerpo de escaneo ARA-EXTISA también disponible.



Análogos digitales

	ARMA-DAU
--	----------

Incluye tornillo de cabeza hexagonal de 1,27 mm.



Plataforma
codificada
por colores

**Análogos de
escayola**

	ARMA-SAU
--	----------



Plataforma
codificada
por colores

**Bases de
Ti-Titanio**

(Base de Ti-T)

2,0 mm (altura gingival)	○	ARMA-TBTNHU2
3,0 mm (altura gingival)	○	ARMA-TBTNHU3
2,0 mm (altura gingival)	⬡	ARMA-TBTHU2
3,0 mm (altura gingival)	⬡	ARMA-TBTHU3



Cilindros calcinables*

(Base de Ti-T)

5 uds. 

ARTBT-CAPNHUX5

5 uds. 

ARTBT-CAPHUX5



Bases de Ti de canal de tornillo angulado

(Base de Ti-A)



ARMA-TBANHU



ARMA-TBAHU



Incluye tornillo Torx. Para uso con el destornillador de bola Torx.

Tornillos de repuesto

La mayoría de los pilares, hexágono de 1,20 mm

Ti

ARMI-SHTi1204

TiN

ARMI-SHTin1204*

Base de Ti-A, Torx de bola

Ti

ARDAEV-STXTITA42



Blanks prefresados de titanio

10 mm (D)

ARMA-BTHU10



*No disponible en EE. UU. y Canadá

MSC-CONICAL compatible con Mis® C1



Cuerpos de escaneo	NP	SP	WP
Nivel del implante	ARMSC-ISB33	ARMSCV-ISB375	ARMSC-ISB5

Extensor de cuerpo de escaneo ARA-EXTISA también disponible.



Análogos digitales	NP	SP	WP
	ARMSC-DA33	ARMSCV-DA37	ARMSC-DA5

Incluye tornillo de cabeza hexagonal de 1,27 mm.



Plataforma codificada por colores

Análogos de escayola	NP	SP	WP
	ARMSC-SA33	ARMSCV-SA37	ARMSC-SA5



Plataforma codificada por colores

Bases de
Ti-Titanio*

(Base de Ti-T)

		NP	SP	WP
1,0 mm (altura gingival)	○	ARMSC-TBTNH331	ARMSCV-TBTNH375	ARMSC-TBTNH51
1,0 mm (altura gingival)	⬡	ARMSC-TBTH331	ARMSCV-TBTH3751	ARMSC-TBTH51



Cilindros
calcinables*

(Base de Ti-T)

		NP	SP	WP
5 uds.	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPHUX5
5 uds.	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5



Tornillos de
repuesto*

(Todos los pilares,
hexágono de 1,27 mm)

	NP	SP	WP
Ti	ARMS-SHTi12733N	ARMS-SHXTi12733	ARMS-SHXTi12733
TiN	ARMS-SHTin12733N	ARMS-SHTin12733	ARMS-SHTin12733



Blanks
prefresados
de titanio*

	NP	SP	WP
10 mm (D)	ARMSC-BTH3310	ARMSCV-BTH3710	ARMSC-BTH510



*No disponible en EE. UU. y Canadá

MSH-INTERNAL compatible con Mis® Seven

○ rotatorio
◻ antirrotatorio



	3,3 mm (P)	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
Cuerpos de escaneo	NP	SP	WP
Nivel del implante	ARMSH-ISB33	ARMSH-ISB34	ARMSH-ISB56

Extensor de cuerpo de escaneo ARA-EXTISA también disponible.



	3,3 mm (P)	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
Análogos digitales	NP	SP	WP
	ARMSH-DA33	ARMSH-DA37	ARMSH-DA45

Incluye tornillo de cabeza hexagonal de 1,27 mm.



	3,3 mm (P)	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
Análogos de escayola	NP	SP	WP
	ARMSH-SA33	ARMSH-SA37	ARMSH-SA45
10 uds.	-	ARMSH-SA37X10	ARMSH-SA45X10



	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
Cilindros provisionales	SP	WP
○	ARMSH-TCNH375	ARMSH-TCNH45
◻	ARMSH-TCH375	ARMSH-TCH45



**Anclajes
OverdenSURE®**

(Solo EE. UU.)

	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
	SP	WP
1,0 mm (altura gingival)	ODSA-MSH341	ODSA-MSH451
2,5 mm (altura gingival)	ODSA-MSH3425	ODSA-MSH4525
3,5 mm (altura gingival)	ODSA-MSH3435	ODSA-MSH4535
4,5 mm (altura gingival)	ODSA-MSH3445	ODSA-MSH4545
5,5 mm (altura gingival)	ODSA-MSH3455	-

**Anclajes
OverdenSURE®**

(Todos los mercados de fuera de EE. UU.)

	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
	SP	WP
1,0 mm (altura gingival)	ODS-MSH341	ODS-MSH451
2,5 mm (altura gingival)	ODS-MSH3425	ODS-MSH4525
3,5 mm (altura gingival)	ODS-MSH3435	ODS-MSH4535
4,5 mm (altura gingival)	ODS-MSH3445	ODS-MSH4545
5,5 mm (altura gingival)	ODS-MSH3455	-

**Bases de
Ti-Titanio**

(Base de Ti-T)

		3,3 mm (P)	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
		NP	SP	WP
0,3 mm (altura gingival)	○	-	-	ARMSH-TBTNH4503*
0,8 mm (altura gingival)	○	ARMSH-TBTNH3308*	ARMSH-TBTNH37508	-
1,5 mm (altura gingival)	○	ARMSH-TBTNH3315*	ARMSH-TBTNH37515	ARMSH-TBTNH4515
3,0 mm (altura gingival)	○	ARMSH-TBTNH333*	ARMSH-TBTNH3753	ARMSH-TBTNH453
0,3 mm (altura gingival)	⬡	-	-	ARMSH-TBTH4503*
0,8 mm (altura gingival)	⬡	ARMSH-TBTH3308*	ARMSH-TBTH37508	-
1,5 mm (altura gingival)	⬡	ARMSH-TBTH3315*	ARMSH-TBTH37515	ARMSH-TBTH4515*
3,0 mm (altura gingival)	⬡	ARMSH-TBTH333*	ARMSH-TBTH3753	ARMSH-TBTH453*



Cilindros calcinables*
(Base de Ti-T)

		3,3 mm (P)	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
		NP	SP	WP
5 uds.	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
5 uds.	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5



Bases de Ti de canal de tornillo angulado
(Base de Ti-A)

		3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
		SP	WP
○		ARMSH-TBANH34	ARMSH-TBANH45
⬡		ARMSH-TBAH34	ARMSH-TBAH45



Incluye tornillo Torx. Para uso con el destornillador de bola Torx.

Tornillos de repuesto

	3,3 mm (P)	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)	4,8 mm (P)
	NP	SP	WP	Multi-Unit
(La mayoría de los pilares, hexágono de 1,27 mm)				
Ti	ARMS-SHTi12733N	ARMS-SHXTi12733	ARMS-SHXTi12733	-
TiN	ARMS-SHTin12733N	ARMS-SHTin12733	ARMS-SHTin12733	-
Ti (Multi-Unit MIS)	-	-	-	ARMSMU-SHTi12748*
TiN (Multi-Unit MIS)	-	-	-	ARMSMU-SHTin2748*
.....				
Base de Ti-A, Torx de bola				
Ti	-	ARMSH-STRXTITA37	ARMSH-STRXTITA37	-



Pilares cementados* (Base de Ti-A)	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
	SP	WP
0°	ARMSH-CRA375	ARMSH-CRA45
15°	ARMSH-CR15A45	ARMSH-CR15A45
25°	ARMSH-CR25A375	ARMSH-CR25A50



Blanks prefresados de titanio*	3,3 mm (P)	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
	NP	SP	WP
10 mm (D)	ARMSH-BTH3310	ARMSH-BTH3710	ARMSH-BTH4510



Cilindros calcinables de cromo cobalto*	3,3 mm (P)	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
	NP	SP	WP
○	ARMSH-CACNH33	ARMSH-CACNH37	ARMSH-CACNH45
⬡	ARMSH-CACH33	ARMSH-CACH37	ARMSH-CACH45



Cilindros calcinables*	3,3 mm (P)	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
	NP	SP	WP
○	ARMSH-CAPNH57	ARMSH-CAPNH37	ARMSH-CAPNH45
⬡	ARMSH-CAPH57	ARMSH-CAPH37	ARMSH-CAPH45



MSV-CONICAL compatible con Mis® V3

○ rotatorio
⬡ antirrotatorio



Cuerpos de escaneo

Nivel del implante

NP	SP
ARMSV-ISB275	ARMSCV-ISB375

Extensor de cuerpo de escaneo ARA-EXTISA también disponible.



Análogos digitales

SP
ARMSCV-DA37

Incluye tornillo de cabeza hexagonal de 1,27 mm.



Plataforma
codificada
por colores

Análogos de escayola

NP	SP
ARMSV-SA27	ARMSCV-SA37



Plataforma
codificada
por colores

Bases de Ti-Titanio*

(Base de Ti-T)

1,0 mm (altura gingival) ○

NP	SP
ARMSV-TBTNH2751	ARMSCV-TBTNH375
ARMSV-TBTH2751	ARMSCV-TBTH3751

1,0 mm (altura gingival) ⬡



Cilindros calcinables*

(Base de Ti-T)

		NP	SP
5 uds.	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
5 uds.	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5

**Tornillos de repuesto***

(Todos los pilares, hexágono de 1,27 mm)

	NP	SP
Ti	ARMS-SHTi12733N	ARMS-SHXTi12733
TiN	ARMS-SHTin12733N	ARMS-SHTin12733

**Blanks prefresados de titanio**

10 mm (D)

NP	SP
ARMSV-BTH2710*	ARMSCV-BTH3710



NG-CONICAL compatible con Neodent® Grand Morse®



Cuerpos de escaneo

Nivel del implante

Extensor de cuerpo de escaneo ARA-EXTISA también disponible.

GM

ARNG-ISB3



Análogos digitales

Incluye tornillo de cabeza hexagonal de 1,27 mm.

GM

ARNG-DA3



Plataforma
codificada
por colores

Análogos de escayola

GM

ARNG-SA3



Plataforma
codificada
por colores

Anclajes OverdenSURE

(Solo EE. UU.)

0,8 mm (altura gingival)

1,5 mm (altura gingival)

2,5 mm (altura gingival)

3,5 mm (altura gingival)

4,5 mm (altura gingival)

5,5 mm (altura gingival)

GM

ODSA-NG308

ODSA-NG315

ODSA-NG325

ODSA-NG335

ODSA-NG345

ODSA-NG355



Anclajes OverdenSURE

(Todos los mercados de fuera de EE. UU.)

0,8 mm (altura gingival)

1,5 mm (altura gingival)

2,5 mm (altura gingival)

3,5 mm (altura gingival)

4,5 mm (altura gingival)

5,5 mm (altura gingival)

Incluye el kit de retención ODS-RIKIT2001

GM

ODS-NG308

ODS-NG315

ODS-NG325

ODS-NG335

ODS-NG345

ODS-NG355



Bases de Ti-Titanio

(Base de Ti-T)

0,8 mm (altura gingival)



1,5 mm (altura gingival)



2,5 mm (altura gingival)



0,8 mm (altura gingival)



1,5 mm (altura gingival)



2,5 mm (altura gingival)



GM

ARNG-TBTNH308

ARNG-TBTNH315

ARNG-TBTNH325

ARNG-TBTH308

ARNG-TBTH315

ARNG-TBTH325



Cilindros calcinables*

(Base de Ti-T)

5 uds.



5 uds.



GM

ARTBT-CAPNHUX5

ARTBT-CAPHUX5



Bases de Ti de canal de tornillo angulado

(Base de Ti-A)

2,5 mm (altura gingival)



2,5 mm (altura gingival)



GM

ARNG-TBANH325

ARNG-TBAH325



Incluye tornillo Torx. Para uso con el destornillador de bola Torx.

Tornillos de repuesto

La mayoría de los pilares, Neo

Ti

Base de Ti-A, Torx de bola

Ti

GM
ARNG-SNEOTI3
ARNG-STRXTITA34



Blanks prefresados de titanio

10 mm (D)

14 mm (D)

GM
ARNG-BTH310
ARNG-BTH314



**NAC-CONICAL compatible con
NobelActive® / Replace®**

○ rotatorio
◻ antirrotatorio



	3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)	5,5 mm (P)
Cuerpos de escaneo	-	NP	RP	WP
Nivel del implante	ARNAC-ISB3	ARNAC-ISB35	ARNAC-ISB43	ARNAC-ISB55

Extensor de cuerpo de escaneo ARA-EXTISA también disponible.



	3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)	5,5 mm (P)
Análogos digitales	-	NP	RP	WP
	ARNAC-DA3	ARNAC-DA35	ARNAC-DA43	ARNAC-DA55

Incluye tornillo de cabeza hexagonal de 1,27 mm.



Código de color de la plataforma

	3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)	5,5 mm (P)
Análogos de escayola	-	NP	RP	WP
	ARNAC-SA3	ARNAC-SA35	ARNAC-SA43	ARNAC-SA5
10 uds.	-	ARNAC-SA35X10	ARNAC-SA43X10	-



Código de color de la plataforma

Cilindros provisionales	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)
	NP	RP
○	ARNAC-TCNH35	ARNAC-TCNH43
⬡	ARNAC-TCH35	ARNAC-TCH43



Anclajes OverdenSURE® (Solo EE. UU.)	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)
	NP	RP
1,0 mm (altura gingival)	ODSA-NAC351	ODSA-NAC431
2,0 mm (altura gingival)	ODSA-NAC352	ODSA-NAC432
3,0 mm (altura gingival)	ODSA-NAC353	ODSA-NAC433
4,0 mm (altura gingival)	ODSA-NAC354	ODSA-NAC434



Anclajes OverdenSURE® (Todos los mercados de fuera de EE. UU.)	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)
	NP	RP
1,0 mm (altura gingival)	ODS-NAC351	ODS-NAC431
2,0 mm (altura gingival)	ODS-NAC352	ODS-NAC432
3,0 mm (altura gingival)	ODS-NAC353	ODS-NAC433
4,0 mm (altura gingival)	ODS-NAC354	ODS-NAC434



Incluye el kit de retención ODS-RIKIT2001.

Bases de Ti-Titanio
(Base de Ti-T)

		3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)	5,5 mm (P)
		-	NP	RP	WP
1,2 mm (altura gingival)	○	-	ARNAC-TBTNH3512	ARNAC-TBTNH4312	-
1,5 mm (altura gingival)	○	ARNAC-TBTNH315	-	-	ARNAC-TBTNH5515
2,0 mm (altura gingival)	○	-	ARNAC-TBTNH352	ARNAC-TBTNH432	-
3,0 mm (altura gingival)	○	-	ARNAC-TBTNH353	ARNAC-TBTNH433	-
1,2 mm (altura gingival)	⬡	-	ARNAC-TBTH3512	ARNAC-TBTH4312	-
1,5 mm (altura gingival)	⬡	ARNAC-TBTH315	-	-	ARNAC-TBTH5515
2,0 mm (altura gingival)	⬡	-	ARNAC-TBTH352	ARNAC-TBTH432	-
3,0 mm (altura gingival)	⬡	-	ARNAC-TBTH353	ARNAC-TBTH433	-



Cilindros calcinables*
(Base de Ti-T)

		3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)	5,5 mm (P)
		-	NP	RP	WP
5 uds.	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
5 uds.	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5



Bases de Ti de canal de tornillo angulado
(Base de Ti-A)

		3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)
		NP	RP
○		ARNAC-TBANH35	ARNAC-TBANH43
⬡		ARNAC-TBAH35	ARNAC-TBAH43



Incluye tornillo Torx. Para uso con el destornillador de bola Torx.

**Bases de Ti
compatibles
con CEREC®**

(Base de Ti-C)

		3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)
		NP	RP
0,8 mm (altura gingival) ○		ARNAC-TBCNH3508	ARNAC-TBCNH4308
3,0 mm (altura gingival) ○		ARNAC-TBTCNH353	ARNAC-TBCNH433
0,8 mm (altura gingival) ○		ARNAC-TBCH3508	ARNAC-TBCH4308
3,0 mm (altura gingival) ○		ARNAC-TBCH353	ARNAC-TBTCH433



Tornillo estándar incluido.

	3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)	5,5 mm (P)
Tornillos de repuesto	-	NP	RP	WP
La mayoría de los pilares, UniGrip				
Ti	ARNAC-SUGTi3	ARNAC-SUGTi35	ARNAC-SUGTi43	ARNAC-SUGTi43
Ti 10 uds.	-	ARNAC-SUGTi35X10	ARNAC-SUGTi43X10	ARNAC-SUGTi43X10
DLC	ARNAC-SUGDLC3*	ARNAC-SUGDLC35	ARNAC-SUGDLC43	ARNAC-SUGDLC43
TiN	ARNAC-SUGTin3*	ARNAC-SUGTin35*	ARNAC-SUGTin43*	ARNAC-SUGTin43*
Base de Ti-A, Torx de bola				
Ti	ARNAC-STRXTi30	ARNAC-STRXTITA36	ARNAC-STRXTITA45	-



	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)
Pilares cementados	NP	RP
0°	ARNAC-CRA35	ARNAC-CRA43
15°	ARNAC-CR15A35*	ARNAC-CR15A43*
25°	-	ARNAC-CR25A43*



NAC-CONICAL | NobelActive® / Replace®

Blanks prefresados de titanio	3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)	5,5 mm (P)
	-	NP	RP	WP
10 mm (D)	ARNAC-BTH310	ARNAC-BTH3510	ARNAC-BTH4510	ARNAC-BTH5510
14 mm (D)	-	ARNAC-BTH3514	ARNAC-BTH4514	ARNAC-BTH5514



Cilindros calcinables de cromo cobalto	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)
	NP	RP
○	ARNAC-CACNH35	ARNAC-CACNH43
⬡	ARNAC-CACH35	ARNAC-CACH43



Cilindros calcinables*	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)
	NP	RP
○	ARNAC-CAPNHE35	ARNAC-CAPNHE43
⬡	ARNAC-CAPH35	ARNAC-CAPH43



Pilares BellaTek® Azure CAD/CAM**	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	RP
Ti	Disponible	Disponible	Disponible
Color dorado	Disponible	Disponible	Disponible



Envíe su caso a través del sistema 3Shape.



**NB-EXTERNAL compatible con
Nobel Brånemark®**

○ rotatorio
⬡ antirrotatorio



	3,5 mm (P)	4,1 mm (P)	5,1 mm (P)
Cuerpos de escaneo	NP	RP	WP
Nivel del implante	ARNB-ISB35	ARNB-ISB41	ARNB-ISB51

Extensor de cuerpo de escaneo ARA-EXTISA también disponible.



	3,5 mm (P)	4,1 mm (P)	5,1 mm (P)
Análogos digitales	NP	RP	WP
	ARNB-DA35	ARNB-DA41	ARNB-DA51

Incluye tornillo de cabeza hexagonal de 1,27 mm.



Código de color de la plataforma

	3,5 mm (P)	4,1 mm (P)	5,1 mm (P)
Análogos de escayola	NP	RP	WP
	ARNB-SA35	ARNB-SA41	ARNB-SA51
10 uds.	-	ARNB-SA41x10	-



Código de color de la plataforma

	3,5 mm (P)	4,1 mm (P)	5,1 mm (P)
Cilindros provisionales	NP	RP	WP
○	ARNB-TCNH35	ARNB-TCNH41	ARNB-TCNH51
⬡	ARNB-TCH35	ARNB-TCH41	ARNB-TCH51



**Anclajes
OverdenSURE®**
(Solo EE. UU.)

	3,5 mm (P)	4,1 mm (P)
	NP	RP
1,0 mm (altura gingival)	ODSA-NB351	ODSA-NB411
2,0 mm (altura gingival)	ODSA-NB352	ODSA-NB412
3,0 mm (altura gingival)	ODSA-NB353	ODSA-NB413
4,0 mm (altura gingival)	-	ODSA-NB414
5,0 mm (altura gingival)	-	ODSA-NB415



**Anclajes
OverdenSURE®**
(Todos los mercados
de fuera de EE. UU.)

	3,5 mm (P)	4,1 mm (P)
	NP	RP
1,0 mm (altura gingival)	ODS-NB351	ODS-NB411
2,0 mm (altura gingival)	ODS-NB352	ODS-NB412
3,0 mm (altura gingival)	ODS-NB353	ODS-NB413
4,0 mm (altura gingival)	-	ODS-NB414
5,0 mm (altura gingival)	-	ODS-NB415



Incluye el kit de retención ODS-RIKIT2001.

Bases de Ti-Titanio

(Base de Ti-T)

		3,5 mm (P)	4,1 mm (P)	5,1 mm (P)
		NP	RP	WP
0,3 mm (altura gingival)	○	ARNB-TBTNH3503	ARNB-TBTNH4103	ARNB-TBTNH5103
1,5 mm (altura gingival)	○	ARNB-TBTNH3515	ARNB-TBTNH4115	ARNB-TBTNH5115
3,0 mm (altura gingival)	○	ARNB-TBTNH353	ARNB-TBTNH413	ARNB-TBTNH513
0,3 mm (altura gingival)	⬡	ARNB-TBTH3503	ARNB-TBTH4103	ARNB-TBTH5103
1,5 mm (altura gingival)	⬡	ARNB-TBTH3515	ARNB-TBTH4115	ARNB-TBTH5115
3,0 mm (altura gingival)	⬡	ARNB-TBTH353	ARNB-TBTH413	ARNB-TBTH513

**Cilindros calcinables***

(Base de Ti-T)

		3,5 mm (P)	4,1 mm (P)	5,1 mm (P)
		NP	RP	WP
5 uds.	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHX52X5
5 uds.	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHX52X5

**Bases de Ti de canal de tornillo angulado**

(Base de Ti-A)

		3,5 mm (P)	4,1 mm (P)
		NP	RP
0,3 mm (altura gingival)	○	ARNB-TBANH35	ARNB-TBANH4103
1,5 mm (altura gingival)	○	ARNB-TBANH3515	ARNB-TBANH4115
2,5 mm (altura gingival)	○	ARNB-TBANH3525	ARNB-TBANH4125
0,3 mm (altura gingival)	⬡	ARNB-TBAH3503	ARNB-TBAH4103
1,5 mm (altura gingival)	⬡	ARNB-TBAH3515	ARNB-TBAH4115
2,5 mm (altura gingival)	⬡	ARNB-TBAH3525	ARNB-TBAH4125



Incluye tornillo Torx. Para uso con el destornillador de bola Torx.

Bases de Ti
compatibles
con CEREC®

(Base de Ti-C)

		3,5 mm (P)	4,1 mm (P)
		NP	RP
1,5 mm (altura gingival)	○	ARNB-TBCNH3515	ARNB-TBCNH4115
3,0 mm (altura gingival)	○	ARNB-TBCNH353	ARNB-TBCNH413
0,6 mm (altura gingival)	⬡	ARNB-TBCH3506	ARNB-TBCH4106
1,5 mm (altura gingival)	⬡	ARNB-TBCH3515	ARNB-TBCH4115
3,0 mm (altura gingival)	⬡	ARNB-TBCH353	ARNB-TBCH413



Tornillo estándar incluido.

Tornillos de
repuesto

		3,5 mm (P)	4,1 mm (P)	5,1 mm (P)
		NP	RP	WP
La mayoría de los pilares, UniGrip				
Ti		ARNAC-SUGTi35	ARNB-SUGTi41	ARNB-SUGTi51
Ti 10 uds.		ARNAC-SUGTi35X10	ARNB-SUGTi41X10	ARNB-SUGTi51X10
DLC		ARNAC-SUGDLC35	ARNB-SUGDLC41	ARNB-SUGDLC51
TiN		ARNAC-SUGTin35*	ARNB-SUGTin41*	ARNB-SUGTin51*
Laboratorio		ARNB-SUGTi30	ARNB-SUGTi30	ARNB-SUGTi30
.....				
Base de Ti-A, Torx de bola				
Ti		ARNB-TBCNH3515	ARNB-TBCNH4115	-



Pilares
cementados

	3,5 mm (P)	4,1 mm (P)	5,1 mm (P)
	NP	RP	WP
0°	ARNB-CRA35	ARNB-CRA41	ARNB-CRA51
15°	ARNB-CR15A35*	ARNB-CR15A41*	ARNB-CR15A51*
25°	-	ARNB-CR25A41*	-



Blanks prefresados de titanio	3,5 mm (P)	4,1 mm (P)	5,1 mm (P)
	NP	RP	WP
10 mm (D)	ARNB-BTH3510	ARNB-BTH410	ARNB-BTH510



Cilindros calcinables de cromo cobalto	3,5 mm (P)	4,1 mm (P)	5,1 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARNB-CACNH35	ARNB-CACNH41	ARNB-CACNH51
⬡	ARNB-CACH35	ARNB-CACH41	ARNB-CACH51

Para técnicas de soldadura

○	-	ARNB-CAWCNH41*	-
---	---	----------------	---



Cilindros calcinables*	3,5 mm (P)	4,1 mm (P)	5,1 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARNB-CAPNH35	ARNB-CAPNH41	ARNB-CAPNH51
⬡	ARNB-CAPH35	ARNB-CAPH41	ARNB-CAPH51



**NRT-TRILOBE compatible con
NobelReplace Select™**

○ rotatorio
◻ antirrotatorio



	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)	6,0 mm (P)
Cuerpos de escaneo	NP	RP	WP	6,0
Nivel del implante	ARNRT-ISB35	ARNRT-ISB43	ARNRT-ISB5	ARNRT-ISB6

Extensor de cuerpo de escaneo ARA-EXTISA también disponible.



	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)	6,0 mm (P)
Análogos digitales	NP	RP	WP	6,0
	ARNRT-DA35	ARNRT-DA43	ARNRT-DA5	ARNRT-DA6

Incluye tornillo de cabeza hexagonal de 1,27 mm.



Plataforma
codificada
por colores

	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)	6,0 mm (P)
Análogos de escayola	NP	RP	WP	6,0
	ARNRT-SA35	ARNRT-SA43	ARNRT-SA5	ARNRT-SA6
10 uds.	ARNRT-SA35X10	ARNRT-SA43X10	-	-



Plataforma
codificada
por colores

	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
Cilindros provisionales	NP	RP	WP
○	ARNRT-TCNH35	ARNRT-TCNH43	ARNRT-TCNH5
⬡	ARNRT-TCH35	ARNRT-TCH43	ARNRT-TCH5



	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)
Anclajes OverdenSURE® (Solo EE. UU.)	NP	RP
1,0 mm (altura gingival)	ODSA-NRT351	ODSA-NRT431
2,0 mm (altura gingival)	ODSA-NRT352	ODSA-NRT432
3,0 mm (altura gingival)	ODSA-NRT353	ODSA-NRT433
4,0 mm (altura gingival)	ODSA-NRT354	ODSA-NRT434



	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)
Anclajes OverdenSURE® (Todos los mercados de fuera de EE. UU.)	NP	RP
1,0 mm (altura gingival)	ODS-NRT351	ODS-NRT431
2,0 mm (altura gingival)	ODS-NRT352	ODS-NRT432
3,0 mm (altura gingival)	ODS-NRT353	ODS-NRT433
4,0 mm (altura gingival)	ODS-NRT354	ODS-NRT434



Incluye el kit de retención ODS-RIKIT2001.

Bases de Ti-Titanio

(Base de Ti-T)

		3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)	6,0 mm (P)
		NP	RP	WP	6,0
0,3 mm (altura gingival)	○	ARNRT-TBTNH3503	ARNRT-TBTNH4303	ARNRT-TBTNH503	ARNRT-TBTNH603
1,5 mm (altura gingival)	○	ARNRT-TBTNH3515	ARNRT-TBTNH4315	ARNRT-TBTNH515	-
3,0 mm (altura gingival)	○	ARNRT-TBTNH353	ARNRT-TBTNH433	ARNRT-TBTNH53	-
0,3 mm (altura gingival)	⬡	ARNRT-TBTH3503	ARNRT-TBTH4303	ARNRT-TBTH503	ARNRT-TBTH603
1,5 mm (altura gingival)	⬡	ARNRT-TBTH3515	ARNRT-TBTH4315	ARNRT-TBTH515	-
3,0 mm (altura gingival)	⬡	ARNRT-TBTH353	ARNRT-TBTH433	-	-



Cilindros calcinables*

(Base de Ti-T)

		3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)	6,0 mm (P)
		NP	RP	WP	6,0
5 uds.	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
5 uds.	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5



Bases de Ti de canal de tornillo angulado

(Base de Ti-A)

		3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
○		ARNRT-TBANH35	ARNRT-TBANH43	ARNRT-TBANH5
⬡		ARNRT-TBAH35	ARNRT-TBAH43	ARNRT-TBAH5



Incluye tornillo Torx. Para uso con el destornillador de bola Torx.

Bases de Ti compatibles con CEREC®

(Base de Ti-C)

		3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)	6,0 mm (P)
		NP	RP	WP	6,0
0,4 mm (altura gingival)	○	ARNRT-TBCNH3504	-	ARNRT-TBCNH504	ARNRT-TBCNH604
0,5 mm (altura gingival)	○	-	ARNRT-TBCNH4305	-	-
1,5 mm (altura gingival)	○	ARNRT-TBCNH3515	ARNRT-TBCNH4315	ARNRT-TBCNH515	-
3,0 mm (altura gingival)	○	ARNRT-TBCNH353	ARNRT-TBCNH433	ARNRT-TBCNH53	-
0,4 mm (altura gingival)	⬡	ARNRT-TBCH3504	-	ARNRT-TBCH504	ARNRT-TBCH604
0,5 mm (altura gingival)	⬡	-	ARNRT-TBCH4305	-	-
1,5 mm (altura gingival)	⬡	ARNRT-TBCH3515	ARNRT-TBCH4315	ARNRT-TBCH515	-
3,0 mm (altura gingival)	⬡	ARNRT-TBCH353	ARNRT-TBCH433	ARNRT-TBCH53	-



Tornillo estándar incluido.

Tornillos de repuesto

		3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)	6,0 mm (P)
		NP	RP	WP	6,0
La mayoría de los pilares, UniGrip					
Ti		ARNRT-SUGTi35	ARNRT-SUGTi45	ARNRT-SUGTi45	ARNRT-SUGTi45
Ti 10 uds.		ARNRT-SUGTi35X10	ARNRT-SUGTi45X10	ARNRT-SUGTi45X10	ARNRT-SUGTi45X10
DLC		ARNRT-SUGDLC35	ARNRT-SUGDLC5	ARNRT-SUGDLC5	ARNRT-SUGDLC5
TiN		ARNRT-SUGTin35*	ARNRT-SUGTin45*	ARNRT-SUGTin45*	ARNRT-SUGTin45*
Base de Ti-A, Torx de bola					
Ti		ARNRT-STRXTITA35	ARNRT-STRXTITA41	ARNRT-STRXTITA41	ARNRT-TBCNH604



Pilares cementados

		3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
0°		ARNRT-CRA35	ARNRT-CRA43	ARNRT-CRA5
15°		ARNRT-CR15A35*	ARNRT-CR15A43*	ARNRT-CR15A5*
25°		-	ARNRT-CR25A43*	-



Blanks
prefresados
de titanio

	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)	6,0 mm (P)
	NP	RP	WP	6,0
10 mm (D)	ARNRT-BTH3510	ARNRT-BTH4310	ARNRT-BTH510	ARNRT-BTH610
14 mm (D)	-	ARNRT-BTH4314	ARNRT-BTH514	ARNRT-BTH614


Cilindros
calcinables de
cromo cobalto

	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARNRT-CACNH35	ARNRT-CACNH43	ARNRT-CACNH5
⬡	ARNRT-CACH35	ARNRT-CACH43	ARNRT-CACH5


Cilindros
calcinables*

	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARNRT-CAPNH35	ARNRT-CAPNH43	ARNRT-CAPNH5
⬡	ARNRT-CAPH35	ARNRT-CAPH43	ARNRT-CAPH5


Pilares BellaTek®
Azure CAD/CAM**

	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)	6,0 mm (P)
	NP	RP	WP	6,0
Ti	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Color dorado	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible

Envíe su caso a través del sistema 3Shape.



OH-CONICAL compatible con
Osstem® TS / HIOSSEN® ET

○ rotatorio
◻ antirrotatorio



	Mini	Estándar
Cuerpos de escaneo	-	STD
<i>Nivel del implante</i>	AROH-ISB3	AROH-ISB4

Extensor de cuerpo de escaneo ARA-EXTISA también disponible.



	Mini	Estándar
Análogos digitales	-	STD
	AROH-DA3	AROH-DA4

Incluye tornillo de cabeza hexagonal de 1,27 mm.



	Mini	Estándar
Análogos de escayola	-	STD
	AROH-SA3	AROH-SA4



Cilindros provisionales**Mini****Estándar****-****STD**

AROH-TCNH3

AROH-TCNH4



AROH-TCH3

AROH-TCH4

**Bases de Ti-Titanio**

(Base de Ti-T)

Mini**Estándar****-****STD**

1,0 mm (altura gingival)



AROH-TBTNH31

AROH-TBTNH41

3,0 mm (altura gingival)



AROH-TBTNH33

AROH-TBTNH43

1,0 mm (altura gingival)



AROH-TBTH31

AROH-TBTH41

3,0 mm (altura gingival)



AROH-TBTH33

AROH-TBTH43

**Cilindros calcinables***

(Base de Ti-T)

Mini**Estándar****-****STD**

5 uds.



ARTBT-CAPNHUX5

ARTBT-CAPNHUX5

5 uds.



ARTBT-CAPHUX5

ARTBT-CAPHUX5



Bases de Ti de canal de tornillo angulado

(Base de Ti-A)

	Mini	Estándar
	-	STD
	AROH-TBANH3	AROH-TBANH4
	AROH-TBAH3	AROH-TBAH4



Incluye tornillo Torx. Para uso con el destornillador de bola Torx.

Bases de Ti compatibles con CEREC®

(Base de Ti-C)

	Mini	Estándar
	-	STD
1,0 mm (altura gingival) 	AROH-TBCNH31	AROH-TBCNH41
3,0 mm (altura gingival) 	AROH-TBCNH33*	AROH-TBCNH43*
1,0 mm (altura gingival) 	AROH-TBCH31	AROH-TBCH41
3,0 mm (altura gingival) 	AROH-TBCH33	AROH-TBCH43



Tornillo estándar incluido.

Tornillos de repuesto

	Mini	Estándar
	-	STD
La mayoría de los pilares, hexágono de 1,22 mm	-	-
Ti	AROH-SHTi12233	AROH-SHXTi12240
TiN	AROH-SHTin12233*	AROH-SHTin1224*
DLC	AROH-SHDLC35**	AROH-SHDLC45**
Base de Ti-A, Torx de bola		
Ti	ARNG-STRXTiTA34	ARDAEV-STXTiTA48



**Blanks
prefresados
de titanio**

10 mm (D)

14 mm (D)

Mini**Estándar**

-

STD

AROH-BTH310

AROH-BTHU10

AROH-BTH314

AROH-BTHU14

**Cilindros
calcinables de
cromo cobalto****Mini****Estándar**

-

STD

AROH-CACNH31

AROH-CACNH41

AROH-CACH31

AROH-CACH41



**PB-EXTERNAL compatible con
PHIBO® TSH®**

○ rotatorio
⬡ antirrotatorio



**Cuerpos
de escaneo**

Nivel del implante

S3-S4	S5
RP	WP
ARPB-ISB4	ARPB-ISB5

Extensor de cuerpo de escaneo ARA-EXTISA también disponible.



**Análogos
de escayola**

S2	S3-S4	S5
NP	RP	WP
ARPB-SA33	ARPB-SA4	ARPB-SA5



**Bases de Ti de canal
de tornillo angulado***

(Base de Ti-A)



S2	S3-S4	S5
NP	RP	WP
ARPB-TBANH3303	ARPB-TBANH403	ARPB-TBANH503
-	ARPB-TBANH415	-
-	ARPB-TBAH415	-
ARPB-TBAH3325	-	-



Incluye tornillo Torx. Para uso con el destornillador de bola Torx.

**Tornillos de
repuesto**

(Base de Ti-A)

Ti

S3-S4	S5
RP	WP
ARNB-STRXTITA41	ARNB-STRXTITA41



**SBLX-CONICAL compatible con
Straumann® BLX**

- rotatorio
- ⬡

antirrotatorio



Cuerpos de escaneo

RB/WB

Nivel del implante

ARSBLX-ISB35

Extensor de cuerpo de escaneo ARA-EXTISA también disponible.



**Análogos
digitales**

3,5 mm (P)

4,5 mm (P)

RB

WB

ARSBLX-DA35

ARSBLX-DA45

Incluye tornillo de cabeza hexagonal de 1,27 mm.



Plataforma
codificada
por colores

**Análogos
de escayola**

3,5 mm (P)

RB

WB

ARSBLX-SA35

ARSBLX-SA45



Plataforma
codificada
por colores

Bases de Ti-Titanio

(Base de Ti-T)

		3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	
		RB	WB	RB/WB
0,8 mm (altura gingival)	○	-	ARSBLX-TBTNH4508	-
1,5 mm (altura gingival)	○	ARSBLX-TBTNH3515	ARSBLX-TBTNH4515	ARSBLX-TBTNH3515
2,5 mm (altura gingival)	○	ARSBLX-TBTNH3525	-	ARSBLX-TBTNH3525
3,5 mm (altura gingival)	○	ARSBLX-TBTNH3535	-	ARSBLX-TBTNH3535
0,8 mm (altura gingival)	⬡	-	ARSBLX-TBTH4508	-
1,5 mm (altura gingival)	⬡	ARSBLX-TBTH3515	ARSBLX-TBTH4515	ARSBLX-TBTH3515
2,5 mm (altura gingival)	⬡	ARSBLX-TBTH3525	-	ARSBLX-TBTH3525
3,5 mm (altura gingival)	⬡	ARSBLX-TBTH3535	-	ARSBLX-TBTH3535

**Cilindros calcinables***

(Base de Ti-T)

		3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	
		RB	WB	RB/WB
5 uds.	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
5 uds.	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5

**Bases de Ti de canal de tornillo angulado**

(Base de Ti-A)

		3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	
		RB	WB	RB/WB
1,5 mm (altura gingival)	○	ARSBLX-TBANH3515	ARSBLX-TBANH4515	ARSBLX-TBANH3515
1,5 mm (altura gingival)	⬡	ARSBLX-TBAH3515	ARSBLX-TBAH4515	ARSBLX-TBAH3515



Incluye tornillo Torx. Para uso con el destornillador de bola Torx.

Tornillos de repuesto	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	
	RB	WB	RB/WB
La mayoría de los pilares, Torx	-	-	-
Ti	ARSBLX-STRXTI34	ARSBLX-STRXTI34	ARSBLX-STRXTI34
TiN	ARSBLX-STRXTIN34*	ARSBLX-STRXTIN34*	ARSBLX-STRXTIN34*
Base de Ti-A, Torx de bola	-	-	-
Ti	ARNAC-STRXTITA36	ARNAC-STRXTITA36	ARNAC-STRXTITA36



Blanks prefresados de titanio	4,5 mm (P)	
	WB	RB/WB
10 mm (D)	-	ARSBLX-BTH3510
14 mm (D)	ARSBLX-BTH4514	-



SBL-CONICAL compatible con
Straumann® Bone Level y Azure Tapered Bone Level

○ rotatorio
 ⬡ antirrotatorio



	3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
Cuerpos de escaneo	NC	RC
Nivel del implante	ARSBL-ISB33	ARSBL-ISB41

Extensor de cuerpo de escaneo ARA-EXTISA también disponible.



	3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
Análogos digitales	NC	RC
	ARSBL-DA33	ARSBL-DA41

Incluye tornillo de cabeza hexagonal de 1,27 mm.



	3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
Análogos de escayola	NC	RC
	ARSBL-SA33	ARSBL-SA41
	ARSBL-SA33X10	ARSBL-SA41X10

10 uds.



Cilindros provisionales	3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
	NC	RC
○	ARSBL-TCNH33	ARSBL-TCNH41
⬡	ARSBL-TCH33	ARSBL-TCH41



Anclajes OverdenSURE® (Solo EE. UU.)	3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
	NC	RC
1,0 mm (altura gingival)	-	ODSA-SBL411
2,0 mm (altura gingival)	ODSA-SBL332	ODSA-SBL412
3,0 mm (altura gingival)	ODSA-SBL333	ODSA-SBL413
4,0 mm (altura gingival)	ODSA-SBL334	ODSA-SBL414



Anclajes OverdenSURE® (Todos los mercados de fuera de EE. UU.)	3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
	RC	RC
1,0 mm (altura gingival)	-	ODS-SBL411
2,0 mm (altura gingival)	ODS-SBL332	ODS-SBL412
3,0 mm (altura gingival)	ODS-SBL333	ODS-SBL413
4,0 mm (altura gingival)	ODS-SBL334	ODS-SBL414



Incluye el kit de retención ODS-RIKIT2001.

SBL-CONICAL | Straumann® Bone Level y Azure Tapered Bone Level

Bases de Ti-Titanio

(Base de Ti-T)

		3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
		NC	RC
1,2 mm (altura gingival)	○	ARSBL-TBTNH3312	ARSBL-TBTNH4112
2,0 mm (altura gingival)	○	ARSBL-TBTNH332	ARSBL-TBTNH412
3,0 mm (altura gingival)	○	ARSBL-TBTNH333	ARSBL-TBTNH413
1,2 mm (altura gingival)	⬡	ARSBL-TBTH3312	ARSBL-TBTH4112
2,0 mm (altura gingival)	⬡	ARSBL-TBTH332	ARSBL-TBTH412
3,0 mm (altura gingival)	⬡	ARSBL-TBTH333	ARSBL-TBTH413



Cilindros calcinables*

(Base de Ti-T)

		3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
		NC	RC
5 uds.	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
5 uds.	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5



Bases de Ti de canal de tornillo angulado

(Base de Ti-A)

		3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
		NC	RC
○		ARSBL-TBANH33	ARSBL-TBANH41
⬡		ARSBL-TBAH3325	ARSBL-TBAH41



Incluye tornillo Torx. Para uso con el destornillador de bola Torx.

**Bases de Ti
compatibles
con CEREC®**

(Base de Ti-C)

		3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
		NC	RC
0,7 mm (altura gingival)	○	ARSBL-TBCNH3307*	ARSBL-TBCNH4107
3,0 mm (altura gingival)	○	ARSBL-TBCNH333	ARSBL-TBCNH413
0,7 mm (altura gingival)	⬡	ARSBL-TBCH3307	ARSBL-TBCH4107
3,0 mm (altura gingival)	⬡	ARSBL-TBCH333	ARSBL-TBCH413



Tornillo estándar incluido.

**Tornillos de
repuesto**

		3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)	-
		NC	RC	NC/RC
La mayoría de los pilares, Torx				
Ti		ARSBL-STRXTi33N	ARSBL-STRXTi44	ARSBL-STRXTi34
Ti	10 uds.	ARSBL-STXTi33X10	ARSBL-STXTi44X10	ARSBL-STXTi34X10
TiN		ARSBL-STRXTin33*	ARSBL-STRXTin44*	ARSBL-STRXTin34*
Ti (Multi-Unit Straumann)		-	-	ARSBLMU-STRXTi4*
TiN (Multi-Unit Straumann)		-	-	ARSBLMU-STRXTi34*
Base de Ti-A, Torx de bola				
Ti		ARSBL-STRXTiTA34	ARSBL-STRXTiTA34	-



Pilares cementados	3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
	NC	RC
0°	ARSBL-CRA33	ARSBL-CRA41
15°	ARSBL-CR15A33*	ARSBL-CR15A41*



Blanks prefresados de titanio	3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
	NC	RC
10 mm (D)	ARSBL-BTH3310	ARSBL-BTH4110
14 mm (D)	ARSBL-BTH3314	ARSBL-BTH4114



**Cilindros
calcinables de
cromo cobalto**


3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
NC	RC
ARSBL-CACNH33	ARSBL-CACNH41
ARSBL-CACH33	ARSBL-CACH41


**Cilindros
calcinables***


3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
NC	RC
ARSBL-CAPNH33	ARSBL-CAPNH41
ARSBL-CAPH33	ARSBL-CAPH41


**Pilares BellaTek®
Azure CAD/CAM****

Ti
Color dorado

3,3 mm (P)	4,1 mm (P)	4,8 mm (P)
NC	RC	RC
Disponible	Disponibile	Disponibile
Disponibile	Disponibile	Disponibile



Envíe su caso a través del sistema 3Shape.

STL-TISSUE compatible con
Straumann® Tissue Level

○ rotatorio
◻ antirrotatorio



	3,5 mm (P)	4,1/4,8 mm (P)	4,8/6,5 mm (P)
Cuerpos de escaneo	NNC	RN	WN
Nivel del implante	ARSTL-ISB35	ARSTL-ISB41	ARSTL-ISB48

Extensor de cuerpo de escaneo ARA-EXTISA también disponible.



	3,5 mm (P)	4,1/4,8 mm (P)	4,8/6,5 mm (P)
Análogos digitales	NNC	RN	WN
	ARSTL-DA35	ARSTL-DA41	ARSTL-DA48

Incluye tornillo de cabeza hexagonal de 1,27 mm.



	3,5 mm (P)	4,1/4,8 mm (P)	4,8/6,5 mm (P)
Análogos de escayola	NNC	RN	WN
	ARSTL-SA35	ARSTL-SA41	ARSTL-SA46



Cilindros provisionales	4,1/4,8 mm (P)	4,8/6,5 mm (P)
	RN	WN
○	ARSTL-TCNH41	ARSTL-TCNH46
⬡	ARSTL-TCH41	ARSTL-TCH46



Anclajes OverdenSURE® (Solo EE. UU.)	4,1/4,8 mm (P)
	RN
1,0 mm (altura gingival)	ODSA-STL411
2,0 mm (altura gingival)	ODSA-STL412
3,0 mm (altura gingival)	ODSA-STL413
4,0 mm (altura gingival)	ODSA-STL414



Anclajes OverdenSURE® (Todos los mercados de fuera de EE. UU.)	4,1/4,8 mm (P)
	RN
1,0 mm (altura gingival)	ODS-STL411
2,0 mm (altura gingival)	ODS-STL412
3,0 mm (altura gingival)	ODS-STL413
4,0 mm (altura gingival)	ODA-STL414



Incluye el kit de retención ODS-RIKIT2001.

Bases de Ti-Titanio (Base de Ti-T)		3,5 mm (P)	4,1/4,8 mm (P)	4,8/6,5 mm (P)
		NNC	RN	WN
0,3 mm (altura gingival)	○	-	-	ARSTL-TBTNH4603
0,4 mm (altura gingival)	○	-	ARSTL-TBTNH4104	-
0,5 mm (altura gingival)	○	ARSTL-TBTNH3505	-	-
0,3 mm (altura gingival)	⬡	-	-	ARSTL-TBTH4603
0,4 mm (altura gingival)	⬡	-	ARSTL-TBTH4104	-
0,5 mm (altura gingival)	⬡	ARSTL-TBTH3505	-	-



Cilindros calcinables*		3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)	4,8/6,5 mm (P)
		NNC	RN	WN
5 uds.	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNH41X5	ARTBT-CAPNH48X5
5 uds.	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPMH41X5	ARTBT-CAPH46X5



Bases de Ti de canal de tornillo angulado (Base de Ti-A)		4,1/4,8 mm (P)	4,8/6,5 mm (P)
		RN	WN
○		ARSTL-TBANH41	ARSTL-TBANH48
⬡		ARSTL-TBAH41	ARSTL-TBAH48



Incluye tornillo Torx. Para uso con el destornillador de bola Torx.

Bases de Ti
compatibles
con CEREC®

(Base de Ti-C)

		4,1/4,8 mm (P)	4,8/6,5 mm (P)
		RN	WN
1,0 mm (altura gingival)	○	ARSTL-TBCNH411	-
2,0 mm (altura gingival)	○	-	ARSTL-TBCNH4812
1,0 mm (altura gingival)	⬡	ARSTL-TBCH411	-
2,0 mm (altura gingival)	⬡	-	ARSTL-TBCH4812



Tornillos de
repuesto Torx®

		3,5 mm (P)	4,1/4,8 mm (P)	4,8/6,5 mm (P)
		NNC	RN	WN
La mayoría de los pilares, Torx		-	-	-
Ti		ARSTL-STRXTi35	ARSTL-STRXTi44	ARSTL-STRXTi44
Ti	10 uds.	-	ARSTL-STXTi44X10	ARSTL-STXTi44X10
TiN		ARSTL-STRXTin33*	ARSTL-STRXTin44*	ARSTL-STRXTin44*
Base de Ti-A, Torx de bola		-	-	-
Ti		ARSBLX-STXTITA36	ARSTL-STRXTITA41	ARSTL-STRXTITA41



*No disponible en EE. UU. y Canadá

Pilares cementados	4,1/4,8 mm (P)
	RN
0°	ARSTL-CRA41
15°	ARSTL-CR15A41*
25°	ARSTL-CR25A41*



Blanks prefresados de titanio	3,5 mm (P)	4,1/4,8 mm (P)	4,8/6,5 mm (P)
	NNC	RN	WN
10 mm (D)	ARSTL-BTH3510	ARSTL-BTH4110	ARSTL-BTH4810
14 mm (D)	-	ARSTL-BTH4114	ARSTL-BTH4814



Cilindros
calcinables de
cromo cobalto

	4,1/4,8 mm (P)	4,8/6,5 mm (P)
	RN	WN
○	ARSTL-CACNH41	ARSTL-CACNH48
⬡	ARSTL-CACH41	ARSTL-CACH48
Para técnicas de soldadura		
○	ARSTL-CAWCNH41*	ARSTL-CAWCNH48*
⬡	ARSTL-CAWCH41*	ARSTL-CAWCH48*



Cilindros
calcinables*

	4,1/4,8 mm (P)	4,8/6,5 mm (P)
	RN	WN
○	-	ARSTL-CAPNH48
⬡	ARSTL-CAPH41	ARSTL-CAPH48



*No disponible en EE. UU. y Canadá

ZC-CERTAIN® compatible con
ZimVie CERTAIN®

○ rotatorio
◻ antirrotatorio



	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
Cuerpos de escaneo	NP	RP	WP
Nivel del implante	ARZC-ISB34	ARZC-ISB41	ARZC-ISB5

Extensor de cuerpo de escaneo ARA-EXTISA también disponible.



	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
Análogos digitales	NP	RP	WP
	ARZC-DA34	ARZC-DA41	ARZC-DA5

Incluye tornillo de cabeza hexagonal de 1,27 mm.



Plataforma
codificada
por colores

	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
Análogos de escayola	NP	RP	WP
	ARZC-SA34	ARZC-SA41	ARZC-SA5
10 uds.	-	ARZC-SA41X10	-



Plataforma
codificada
por colores

	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
Cilindros provisionales	NP	RP	WP
○	ARZC-TCNH34	ARZC-TCNH41	ARZC-TCNH5
◻	ARZC-TCH34	ARZC-TCH41	ARZC-TCH5



Anclajes OverdenSURE®

(Solo EE. UU.)

	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
1,0 mm (altura gingival)	ODSA-CERT301	ODSA-CERT401	ODSA-CERT501
2,0 mm (altura gingival)	ODSA-CERT302	ODSA-CERT402	ODSA-CERT502
3,0 mm (altura gingival)	ODSA-CERT303	ODSA-CERT403	ODSA-CERT503
4,0 mm (altura gingival)	ODSA-CERT304	ODSA-CERT404	ODSA-CERT504
5,0 mm (altura gingival)	ODSA-CERT305	ODSA-CERT405	ODSA-CERT505
6,0 mm (altura gingival)	ODSA-CERT306	ODSA-CERT406	ODSA-CERT506



Anclajes OverdenSURE®

(Todos los mercados de fuera de EE. UU.)

	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
1,0 mm (altura gingival)	ODS-CERT301	ODS-CERT401	ODS-CERT501
2,0 mm (altura gingival)	ODS-CERT302	ODS-CERT402	ODS-CERT502
3,0 mm (altura gingival)	ODS-CERT303	ODS-CERT403	ODS-CERT503
4,0 mm (altura gingival)	ODS-CERT304	ODS-CERT404	ODS-CERT504
5,0 mm (altura gingival)	ODS-CERT305	ODS-CERT405	ODS-CERT505
6,0 mm (altura gingival)	ODS-CERT306	ODS-CERT406	ODS-CERT506



Incluye el kit de retención ODS-RIKIT2001.

Bases de Ti-Titanio

(Base de Ti-T)

		3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
0,3 mm (altura gingival)	○	ARZC-TBTNH3403	ARZC-TBTNH4103	ARZC-TBTNH503
1,5 mm (altura gingival)	○	ARZC-TBTNH3415	ARZC-TBTNH4115	ARZC-TBTNH515
3,0 mm (altura gingival)	○	ARZC-TBTNH343	ARZC-TBTNH413	ARZC-TBTNH53
0,3 mm (altura gingival)	⬡	ARZC-TBTH3403	ARZC-TBTH4103	ARZC-TBTH503
1,5 mm (altura gingival)	⬡	ARZC-TBTH3415	ARZC-TBTH4115	ARZC-TBTH515
3,0 mm (altura gingival)	⬡	ARZC-TBTH343	ARZC-TBTH413	ARZC-TBTH53



Cilindros
calcinables*

(Base de Ti-T)

		3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
5 uds.	○	ARTBT-CAPNHUX5*	ARTBT-CAPNHUX5*	ARTBT-CAPNHUX5*
5 uds.	⬡	ARTBT-CAPHUX5*	ARTBT-CAPHUX5*	ARTBT-CAPHUX5*



Bases de Ti de canal
de tornillo angulado

(Base de Ti-A)

		3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
○		ARZC-TBANH34	ARZC-TBANH41	ARZC-TBANH5
⬡		ARZC-TBAH34	ARZC-TBAH41	ARZC-TBAH5



Incluye tornillo Torx. Para uso con el destornillador de bola Torx.

Bases de Ti
compatibles
con CEREC®

(Base de Ti-C)

		3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
0,4 mm (altura gingival)	○	ARZC-TBCNH3404	ARZC-TBCNH4104	-
0,5 mm (altura gingival)	○	-	-	ARZC-TBCNH505
1,5 mm (altura gingival)	○	ARZC-TBCNH3415	ARZC-TBCNH4115	ARZC-TBCNH515
3,0 mm (altura gingival)	○	ARZC-TBCNH343	ARZC-TBCNH413	ARZC-TBCNH53
0,4 mm (altura gingival)	⬡	ARZC-TBCH3404	ARZC-TBCH4104	-
0,5 mm (altura gingival)	⬡	-	-	ARZC-TBCH505
1,5 mm (altura gingival)	⬡	ARZC-TBCH3415	ARZC-TBCH4115	ARZC-TBCH515
3,0 mm (altura gingival)	⬡	ARZC-TBCH343	ARZC-TBCH413	ARZC-TBCH53



Tornillo estándar incluido.

Tornillos

(hexágono de 1,22 mm)

	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
La mayoría de los pilares, hexágono de 1,22 mm			
Ti	ARZC-SHTi1203	ARZC-SHTi1203	ARZC-SHTi1203
Ti 10 uds.	ARZC-SHTi1203X10	ARZC-SHTi1203X10	ARZC-SHTi1203X10
TiN	ARZC-SHTin1203	ARZC-SHTin1203	ARZC-SHTin1203
Base de Ti-A, Torx de bola			
Ti	ARZC-STRXTITA41	ARZC-STRXTITA41	ARZC-STRXTITA41



Pilares cementados

	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
0°	ARZC-CRA34	ARZC-CRA41	ARZC-CRA57
15°	ARZC-CR15A34*	ARZC-CR15A41*	ARZC-CR15A5*
25°	-	ARZC-CR25A41*	-



*No disponible en EE. UU. y Canadá

Blanks prefresados de titanio

	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
10 mm (D)	ARZC-BTH3410	ARZC-BTH4110	ARZC-BTH510
14 mm (D)	-	ARZC-BTH4114	ARZC-BTH514



Cilindros calcinables de cromo cobalto

	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARZC-CACNH34	ARZC-CACNH41	ARZC-CACNH5
⬡	ARZC-CACH34	ARZC-CACH41	ARZC-CACH5



Cilindros calcinables*

	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARZC-CAPNH34	ARZC-CAPNH41	ARZC-CAPNH5
⬡	ARZC-CAPH34	ARZC-CAPH41	ARZC-CAPH5





ZEX-EXTERNAL compatible con ZimVie EXTERNAL HEX

○ rotatorio
◻ antirrotatorio



	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
Cuerpos de escaneo	NP	RP	WP
Nivel del implante	ARZEX-ISB34	ARZEX-ISB41	ARZEX-ISB5

Extensor de cuerpo de escaneo ARA-EXTISA también disponible.



	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
Análogos digitales	NP	RP	WP
	ARZEX-DA34	ARZEX-DA41	ARZEX-DA5

Incluye tornillo de cabeza hexagonal de 1,27 mm.



	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
Análogos de escayola	NP	RP	WP
	ARZEX-SA34	ARZEX-SA41	ARZEX-SA5
10 uds.	-	ARZEX-SA41X10	-



	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
Cilindros provisionales	NP	RP	WP
○	ARZEX-TCNH34	ARZEX-TCNH41	ARZEX-TCNH5
◻	ARZEX-TCH34	ARZEX-TCH41	ARZEX-TCH5



**Anclajes
OverdenSURE®**
(Solo EE. UU.)

	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
1,0 mm (altura gingival)	ODSA-EXHEX301	ODSA-EXHEX401	ODSA-EXHEX501
2,0 mm (altura gingival)	ODSA-EXHEX302	ODSA-EXHEX402	ODSA-EXHEX502
3,0 mm (altura gingival)	ODSA-EXHEX303	ODSA-EXHEX403	ODSA-EXHEX503
4,0 mm (altura gingival)	ODSA-EXHEX304	ODSA-EXHEX404	ODSA-EXHEX504
5,0 mm (altura gingival)	ODSA-EXHEX305	ODSA-EXHEX405	ODSA-EXHEX505
6,0 mm (altura gingival)	ODSA-EXHEX306	ODSA-EXHEX406	ODSA-EXHEX506


**Anclajes
OverdenSURE®**
(Todos los mercados
de fuera de EE. UU.)

	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
1,0 mm (altura gingival)	ODS-EXHEX301	ODS-EXHEX401	ODS-EXHEX501
2,0 mm (altura gingival)	ODS-EXHEX302	ODS-EXHEX402	ODS-EXHEX502
3,0 mm (altura gingival)	ODS-EXHEX303	ODS-EXHEX403	ODS-EXHEX503
4,0 mm (altura gingival)	ODS-EXHEX304	ODS-EXHEX404	ODS-EXHEX504
5,0 mm (altura gingival)	ODS-EXHEX305	ODS-EXHEX405	ODS-EXHEX505
6,0 mm (altura gingival)	ODS-EXHEX306	ODS-EXHEX406	ODS-EXHEX506



Incluye el kit de retención ODS-RIKIT2001.

**Bases de
Ti-Titanio**
(Base de Ti-T)

		3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
0,3 mm (altura gingival)	○	ARZEX-TBTNH3403	ARZEX-TBTNH4103	ARZEX-TBTNH503
1,5 mm (altura gingival)	○	ARZEX-TBTNH3415	ARZEX-TBTNH4115	ARZEX-TBTNH515
3,0 mm (altura gingival)	○	ARZEX-TBTNH343	ARZEX-TBTNH413	ARZEX-TBTNH53
0,3 mm (altura gingival)	⬡	ARZEX-TBTH3403	ARZEX-TBTH4103	ARZEX-TBTH503
1,5 mm (altura gingival)	⬡	ARZEX-TBTH3415	ARZEX-TBTH4115	ARZEX-TBTH515
3,0 mm (altura gingival)	⬡	ARZEX-TBTH343	ARZEX-TBTH413	ARZEX-TBTH53



**Cilindros
calcinables***
(Base de Ti-T)

		3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
5 uds.	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
5 uds.	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5


**Bases de Ti de canal
de tornillo angulado**
(Base de Ti-A)

		3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
0,3 mm (altura gingival)	○	ARZEX-TBANH34	ARZEX-TBANH41	ARZEX-TBANH503
1,5 mm (altura gingival)	○	ARZEX-TBANH3415	ARZEX-TBANH4115	-
2,5 mm (altura gingival)	○	ARZEX-TBANH3425	ARZEX-TBANH4125	-
0,3 mm (altura gingival)	⬡	ARZEX-TBAH34	ARZEX-TBAH4103	ARZEX-TBAH503
1,5 mm (altura gingival)	⬡	ARZEX-TBAH3415	ARZEX-TBAH4115	-
2,5 mm (altura gingival)	⬡	ARZEX-TBAH3425	-	-



Incluye tornillo Torx. Para uso con el destornillador de bola Torx.

**Bases de Ti
compatibles
con CEREC®**
(Base de Ti-C)

		3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
1,5 mm (altura gingival)	○	ARZEX-TBCNH3415	ARZEX-TBCNH4115	ARZEX-TBCNH515
3,0 mm (altura gingival)	○	ARZEX-TBCNH343	ARZEX-TBCNH413	ARZEX-TBCNH53
0,6 mm (altura gingival)	⬡	ARZEX-TCHX3406	ARZEX-TBCH4106	ARZEX-TBCH506
1,5 mm (altura gingival)	⬡	ARZEX-TCHX3415	ARZEX-TBCH4115	ARZEX-TBCH515
3,0 mm (altura gingival)	⬡	ARZEX-TCHX343	ARZEX-TBCH413	ARZEX-TBCH453



Tornillo estándar incluido.

Tornillos

(hexágono de 1,20 mm)

La mayoría de los pilares, hexágono de 1,20 mm

Ti

Ti 10 uds.

TiN

Base de Ti-A, Torx de bola

Ti

3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
NP	RP	WP
ARZEX-SHXTi1203	ARZEX-SHXTi1203	ARZEX-SHXTi1203
ARZEX-SHTi203X10	ARZEX-SHTi203X10	ARZEX-SHTi203X10
ARZEX-SHTin12034*	ARZEX-SHTin12034*	ARZEX-SHTin12034*
ARZEX-STRXTITA3	ARZEX-STRXTITA3	ARZEX-STRXTITA3



Pilares cementados

0°

15°

25°

3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
NP	RP	WP
ARZEX-CRA34	ARZEX-CRA41	ARZEX-CRA5
ARZEX-CR15A34	ARZEX-CR15A41*	ARZEX-CR15A5*
-	ARZEX-CR25A41*	-



*No disponible en EE. UU. y Canadá

Blanks prefresados de titanio

10 mm (D)

3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
NP	RP	WP
ARZEX-BTH3410	ARZEX-BTH4110	ARZEX-BTH510



Cilindros calcinables de cromo cobalto



3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
NP	RP	WP
ARZEX-CACNH34	ARZEX-CACHN41	ARZEX-CACHN5
ARZEX-CACH34	ARZEX-CACH41	ARZEX-CACH5



Cilindros calcinables*



3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
NP	RP	WP
ARZEX-CAPNH34	ARZEX-CAPNH41	ARZEX-CAPNH5
ARZEX-CAPH34	ARZEX-CAPH41	ARZEX-CAPH5



ZTSV-INTERNAL compatible con ZimVie TSV®

○ rotatorio
◻ antirrotatorio



	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
Cuerpos de escaneo	NP	RP	WP
Nivel del implante	ARZTSV-ISB35	ARZTSV-ISB45	ARZTSV-ISB57

Extensor de cuerpo de escaneo ARA-EXTISA también disponible.



	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
Análogos digitales	NP	RP	WP
	ARZTSV-DA35	ARZTSV-DA45	ARZTSV-DA57

Incluye tornillo de cabeza hexagonal de 1,27 mm.



Plataforma
codificada
por colores

	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
Análogos de escayola	NP	RP	WP
	ARZTSV-SA35	ARZTSV-SA45	ARZTSV-SA57
10 uds.	ARZTSV-SA35X10	ARZTSV-SA45X10	-



Plataforma
codificada
por colores

	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
Cilindros provisionales	NP	RP	WP
○	ARZTSV-TCNH35	ARZTSV-TCNH45	ARZTSV-TCNH57
◻	ARZTSV-TCH35	ARZTSV-TCH45	ARZTSV-TCH57



**Anclajes
OverdenSURE®**
(Solo EE. UU.)

	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
	NP	RP	WP
1,0 mm (altura gingival)	ODSA-TSV301	ODSA-TSV402	ODSA-TSV501
2,0 mm (altura gingival)	ODSA-TSV302	ODSA-TSV403	ODSA-TSV502
3,0 mm (altura gingival)	ODSA-TSV303	ODSA-TSV403	ODSA-TSV503
4,0 mm (altura gingival)	ODSA-TSV304	ODSA-TSV404	ODSA-TSV504
5,0 mm (altura gingival)	ODSA-TSV305	ODSA-TSV405	ODSA-TSV505
6,0 mm (altura gingival)	ODSA-TSV306	ODSA-TSV406	ODSA-TSV506



**Anclajes
OverdenSURE®**
(Todos los mercados
de fuera de EE. UU.)

	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
	NP	RP	WP
1,0 mm (altura gingival)	ODS-TSV301	ODS-TSV402	ODS-TSV501
2,0 mm (altura gingival)	ODS-TSV302	ODS-TSV403	ODS-TSV502
3,0 mm (altura gingival)	ODS-TSV303	ODS-TSV403	ODS-TSV503
4,0 mm (altura gingival)	ODS-TSV304	ODS-TSV404	ODS-TSV504
5,0 mm (altura gingival)	ODS-TSV305	ODS-TSV405	ODS-TSV505
6,0 mm (altura gingival)	ODS-TSV306	ODS-TSV406	ODS-TSV506



Incluye el kit de retención ODS-RIKIT2001.

**Bases de
Ti-Titanio**
(Base de Ti-T)

		3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
		NP	RP	WP
0,3 mm (altura gingival)	○	-	ARZTSV-TBTNH4503	ARZTSV-TBTNH5703
0,8 mm (altura gingival)	○	ARZTSV-TBTNH3508	-	-
1,5 mm (altura gingival)	○	ARZTSV-TBTNH3515	ARZTSV-TBTNH4515	ARZTSV-TBTNH5715
3,0 mm (altura gingival)	⬡	ARZTSV-TBTNH353	ARZTSV-TBTNH453	ARZTSV-TBTNH573
0,3 mm (altura gingival)	⬡	-	ARZTSV-TBTH4503	ARZTSV-TBTH5703
0,8 mm (altura gingival)	⬡	ARZTSV-TBTH3508	-	-
1,5 mm (altura gingival)	⬡	ARZTSV-TBTH3515	ARZTSV-TBTH4515	ARZTSV-TBTH5715
3,0 mm (altura gingival)	⬡	ARZTSV-TBTH353	ARZTSV-TBTH453	ARZTSV-TBTH573



Cilindros
calcinables*

(Base de Ti-T)

		3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
		NP	RP	WP
5 uds.	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
5 uds.	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5



Bases de Ti de
canal de tornillo
angulado

(Base de Ti-A)

		3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
		NP	RP	WP
○		ARZTSV-TBANH35	ARZTSV-TBANH45	ARZTSV-TBANH57
⬡		ARZTSV-TBAH35	ARZTSV-TBAH45	ARZTSV-TBAH57



Incluye tornillo Torx. Para uso con el destornillador de bola Torx.

Bases de Ti
compatibles
con CEREC®

(Base de Ti-C)

		3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
		NP	RP	WP
0,5 mm (altura gingival)	○	ARZTSV-TBCNH3505	ARZTSV-TBCNH4505	ARZTSV-TBCNH5705
1,5 mm (altura gingival)	○	ARZTSV-TBCNH3515	ARZTSV-TBCNH4515	ARZTSV-TBCNH5715
3,0 mm (altura gingival)	○	ARZTSV-TBCNH353	ARZTSV-TBCNH453	ARZTSV-TBCNH573
0,5 mm (altura gingival)	⬡	ARZTSV-TBCH3505	ARZTSV-TBCH4505	ARZTSV-TBCH5705
1,5 mm (altura gingival)	⬡	ARZTSV-TBCH3515	ARZTSV-TBCH4515	ARZTSV-TBCH5715
3,0 mm (altura gingival)	⬡	ARZTSV-TBCH353	ARZTSV-TBCH453	ARZTSV-TBCH573



Tornillos de repuesto	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
	NP	RP	WP
La mayoría de los pilares, hexágono de 1,27 mm	-	-	-
Ti	ARZTSV-SHXTi1274	ARZTSV-SHXTi1274	ARZTSV-SHXTi1274
TiN	ARZTSV-SHTin274*	ARZTSV-SHTin274*	ARZTSV-SHTin274*
Base de Ti-A, Torx de bola	-	-	-
Ti	ARBHI-STRXTiTA35	ARBHI-STRXTiTA35	ARBHI-STRXTiTA35



Pilares cementados	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
	NP	RP	WP
0°	ARZTSV-CRA35	ARZTSV-CRA45	ARZTSV-CRA57
15°	ARZTSV-CR15A35*	ARTSV-CR15A45*	ARTSV-CR15A57*
25°	ARZTSV-CR25A35*	ARTSV-CR25A45*	-



*No disponible en EE. UU. y Canadá

Blanks prefresados de titanio

	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
	NP	RP	WP
10 mm (D)	ARZTSV-BTH3510	ARZTSV-BTH4510	ARZTSV-BTH5710
14 mm (D)	ARZTSV-BTH3514	ARZTSV-BTH4514	ARZTSV-BTH5714



Cilindros calcinables de cromo cobalto

	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARZTSV-CACNH35	ARZTSV-CACNH45	ARZTSV-CACNH57
⬡	ARZTSV-CACH35	ARZTSV-CACH45	ARZTSV-CACH57



Cilindros calcinables*

	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARZTSV-CAPNH35*	ARZTSV-CAPNH45*	ARZTSV-CAPNH57*
⬡	ARZTSV-CAPH35*	ARZTSV-CAPH45*	ARZTSV-CAPH57*





OverdenSURE®

Componentes de fijación

Cofias de impresión

1 ud.	ODS-IC01
4 uds.	ODS-IC04
10 uds.	ODS-IC010



Análogos

1 ud.	ODS-AA01
4 uds.	ODS-AA04
10 uds.	ODS-AA010



Cuerpo de escaneo

10 uds.	ODS-SB010
---------	-----------



Anclaje de barra

1 ud.	3 mm (Alt)	ODS-BARATT01
2 uds.	3 mm (Alt)	ODS-BARATT02
4 uds.	3 mm (Alt)	ODS-BARATT04



No incluye kit de retención

Kits de retención

(Solo EE. UU.)

Kit de retención	20°	Juego de 1 ud.	ODSZ-RIKIT2001	
Kit de retención	20°	Juego de 2 uds.	ODSZ-RIKIT2002	
Kit de retención	40°	Juego de 1 ud.	ODSZ-RIKIT4001	
Kit de retención	40°	Juego de 2 uds.	ODSZ-RIKIT4002	
Conector de retención azul	20°	4 uds.	ODSZ-RIB2004	
Conector de retención rosa	20°	4 uds.	ODSZ-RIP2004	
Conector de retención transparente	20°	4 uds.	ODSZ-RIC2004	
Conector de retención rojo	40°	4 uds.	ODSZ-RIR4004	
Conector de retención amarillo	40°	4 uds.	ODSZ-RIY4004	
Conector de retención verde	40°	4 uds.	ODSZ-RIG4004	

Conectores de retención

(Todos los mercados de fuera de EE. UU.)

Kit de retención	20°	Juego de 1 ud.	ODS-RIKIT2001	
Kit de retención	20°	Juego de 2 uds.	ODS-RIKIT2002	
Kit de retención	40°	Juego de 1 ud.	ODS-RIKIT4001	
Kit de retención	40°	Juego de 2 uds.	ODS-RIKIT4002	
Conector de retención azul	20°	4 uds.	ODS-RIB2004	
Conector de retención rosa	20°	4 uds.	ODS-RIP2004	
Conector de retención transparente	20°	4 uds.	ODS-RIC2004	
Conector de retención rojo	40°	4 uds.	ODS-RIR4004	
Conector de retención amarillo	40°	4 uds.	ODS-RIY4004	
Conector de retención verde	40°	4 uds.	ODS-RIG4004	

Herramientas especiales

Extensor OverdenSURE®, llave dinamométrica tipo Nobel (8 mm)	ODS-AD8NB	
Extensor OverdenSURE®, llave dinamométrica tipo Straumann (7 mm)	ODS-AD7ST	
Extensor OverdenSURE® para conexión cuadrada	ODS-DRVR	
Adaptador de llave dinamométrica Straumann® a conexión cuadrada	ARA-SQD7	
Adaptador Nobel Biocare™ de 8 mm a conexión cuadrada	ARA-SQD8	

Multi-Unit

Componentes

Cuerpos de escaneo**	4,8 mm (P)	6,5 mm (P)
	RP	WP
	ARMU-ISB48	ARMU-ISB65



Análogos digitales**	4,8 mm (P)	6,5 mm (P)
	RP	WP
	ARMU-DA48	ARMU-DA65

Tornillo de retención hexagonal 1,27 mm



Análogos de escayola**	4,8 mm (P)	6,5 mm (P)
	RP	WP
	ARMU-SA48	ARMU-SA65
10 uds.	ARMU-SA48X10	ARMU-SA65X10



Cilindros provisionales**	4,8 mm (P)	6,5 mm (P)
	RP	WP
	ARMU-TC48	ARMU-TC65
Uni Grip	ARMU-TC48	ARMU-TC65
Hexágono de 1,20 mm	ARMU-TC48120	-
Hexágono de 1,22 mm	ARMU-TC48122	-
Hexágono de 1,27 mm	ARMU-TC48127	-
Torx® de bola	ARMU-TC48TBS	-



Cilindros provisionales de PEEK**	4,8 mm (P)	6,5 mm (P)
	RP	WP
Uni Grip	ARMU-TCP48	ARMU-TCP65



Bases de Ti de pilar Multi-Unit** (Base de Ti-T)	4,8 mm (P)	6,5 mm (P)
	RP	WP
6,0 mm (Alt) Uni Grip	ARMU-TBT486	ARMU-TBT65
6,0 mm (Alt) Hexágono de 1,20 mm	ARMU-TBT486120	-
6,0 mm (Alt) Hexágono de 1,22 mm	ARMU-TBT486122	-
6,0 mm (Alt) Hexágono de 1,27 mm	ARMU-TBT486127	-
6,0 mm (Alt) Torx® de bola	ARMU-TBT486TBS	-
8,0 mm (Alt) Uni Grip	ARMU-TBT488	-



Cilindros calcinables de pilar Multi-Unit** (Base de Ti-T)	4,8 mm (P)	6,5 mm (P)
	RP	WP
6,0 mm (Alt) 5 uds.	ARMU-CAPNH4865X5	ARMU-CAPNH65X5
8,0 mm (Alt) 5 uds.	ARMU-CAPNH488X5	-



Base de Ti de canal de tornillo angulado** (Base de Ti-A)	4,8 mm (P)	6,5 mm (P)
	RP	WP
	ARMU-TBA486	ARMU-TBA656



Cilindros calcinables de cromo cobalto**	4,8 mm (P)	6,5 mm (P)
	RP	WP
6,0 mm (Alt) Uni Grip	ARMU-CAC48	ARMU-CAC65



Cilindros calcinables**	4,8 mm (P)	6,5 mm (P)
	RP	WP
	ARMU-CAP48	ARMU-CAP65



Tornillos de repuesto**			4,8 mm (P)	6,5 mm (P)
			RP	WP
Uni Grip	Ti		ARMU-SUGTI148	ARMU-SUGTI165
Uni Grip	Ti	10 uds.	ARMU-SUGTI148X10	ARMU-SUGTI165X10
Uni Grip	DLC		ARMU-SUGDLC148	ARMU-SUGDLC165
Hexágono de 1,20 mm	Ti		ARMU-SHXTI120	-
Hexágono de 1,22 mm	Ti		ARBIMU-SHTI12241	-
Hexágono de 1,27 mm	Ti		ARMU-SHTI12748	-
Torx de bola	Ti		ARMU-STRXTI48	-



Tornillos protésicos
(Soluciones específicas de sistemas)

AA-CONICAL		
Ti	Sobre pilar Anthogyr Multi-Unit	ARMU-SHTI11846*
TiN	Sobre pilar Anthogyr Multi-Unit	ARMU-SHTIN11846*
DAEV-CONICAL		
Ti	Sobre UniAbutment	ARDAEVMU-SHTI273
TiN	Sobre UniAbutment	ARDAEV-SHTIN2741*
DA-INTERNAL		
Ti	Sobre base de equilibrado (tornillo de cabeza plana)	ARDAMU-STRXTI134
DATX-INTERNAL		
Ti	Sobre UniAbutment	ARDAMU-SHTI1274
TiN	Sobre UniAbutment	ARDAMU-SHTIN1274*
GD-CONICAL		
Ti	Sobre pilar cónico recto	ARGDMU-SHTI2235S*
TiN	Sobre pilar cónico recto	ARGDMU-SHTIN2235*
Ti	Sobre pilar cónico angulado	ARGDMU-SHTI2235A*
TiN	Sobre pilar cónico angulado	ARGDMU-SHTIN2236*
MSH-INTERNAL, MSC-CONICAL, MSV-CONICAL		
Ti	Sobre pilar MIS Multi-Unit	ARMSMU-SHTI12748*
TiN	Sobre pilar MIS Multi-Unit	ARMSMU-SHTIN12749*
SBL-CONICAL		
Ti	Directo al implante (tornillo de cabeza plana)	ARSBL-STRXTI34F
Ti	Sobre pilar atornillado	ARSBLMU-STRXTI4**
Ti 10 uds.	Sobre pilar atornillado	ARSBLMU-STRXTI10**
TiN	Sobre pilar atornillado	ARSBLMU-STRXTI34*
Ti	Sobre Multi-Base	ARSBLMU-STRXTI45**
Ti	Sobre Multi-Base (tornillo de cabeza plana)	ARSBLMU-STRXTI33**
STL-TISSUE		
Ti	Directo al implante	ARSTL-STRXTI41
Ti	Sobre pilar Octa (tornillo de cabeza plana)	ARSTLMU-STXTI41F
Ti	Sobre pilar Octa	ARSTLMU-STRXTI41
TiN	Sobre pilar Octa	ARSTLMU-STRXTINU*
ZC-CERTAIN		
Ti	Sobre pilar de perfil bajo (tornillo de cabeza plana)	ARMU-SHTI12048



*No disponible en EE. UU. y Canadá

**No disponible en EMEA

Soportes de blanks



ARS-BH

Para máquinas de disco estándar de 98 mm

La mayoría de máquinas de fresado industriales con un soporte de disco de 98 mm:

Arum
Dmg
Datron
Haas
Robodrill



ARI-BH

Para máquinas Imes-Icore*

Coritec 150i pro
Coritec 245i touch
Coritec 250i touch
Coritec 350i/Cargador de Coritec 250i
Coritec 450i
Coritec 550i
Coritec 650i/Cargador de Coritec 650i



ARVHF-BHS125K5

Para VHF*

VHF* S1
VHF* S2
VHF* K5
VHF* S5



ARY-BHD61543N

Para Yenadent*

D6
D15
D43N



ARVHF-BHN4

Para VHF*

VHF* N4



ARVHF-BHR5

Para VHF*

VHF* R5



ARVHF-BHZ4

Para VHF*

VHF* Z4



ARY-BHSC

Para máquinas con soporte/cargador 3R

D14P

Herramientas

Puntas destornilladoras	18 mm (L)	20 mm (L)	24 mm (L)	30 mm (L)	35 mm (L)	compatible con
Hexágono de 0,90 mm	-	ARA-DTC20H090	ARA-DTC24H090	-	-	Neodent® CM
Hexágono de 1,00 mm	-	ARA-DTC20H100	ARA-DTC24H100	-	ARA-DTC35H100	Dentsply Ankylos® C/X
Hexágono de 1,20 mm	ARA-DTC18H120	ARA-DT2H20	ARA-DTC24H120	ARA-DTC30H120	ARA-DTC35H120	ZimVie External Hex, Neodent® CM y GM, ZimVie Certain®, Megagen AnyRidge®
Hexágono de 1,22 mm	-	ARA-DT2H22	ARA-DTC24H122	-	ARA-DTC35H122	Dentsply Friadent Xive®, Osstem® TS, GlobalD®, BTi®, Biotech Kontakt®
Hexágono de 1,25 mm	-	ARA-DTC20H125	ARA-DTC24H125	-	-	
Hexágono de 1,27 mm	-	ARA-DTC20H127	ARA-DTC24H127	ARA-DTC30H127	ARA-DTC35H127	Astra Tech™, OsseoSpeed™, ZimVie TSV y Mis® Seven/C1 y V3, BioHorizons®, AstraTech Implant System EV™, Camlog®, Bego Semados®
Hexágono de 1,30 mm	-	ARA-DTC20H130	ARA-DTC24H130	-	-	
Hexágono de 1,50 mm	-	ARA-DTC20H150	ARA-DTC24H150	-	-	
Hexágono de 1,70 mm	-	ARA-DTC20H170	ARA-DTC24H170	-	-	
Hexágono de 1,75 mm	-	ARA-DTC20H175	ARA-DTC24H175	-	-	Astra Tech™ EV, UniAbutment®



Puntas destornilladoras	20 mm (L)	24 mm (L)	30 mm (L)	35 mm (L)	compatible con
Torx	ARA-DT20TC06	ARA-DT24TC06	ARA-DT30TC06	ARA-DT35TC06	Straumann® Soft Tissue Level, Straumann® Bone Level, Azure Tapered Bone Level



Puntas destornilladoras	20 mm (L)	24 mm (L)	30 mm (L)	35 mm (L)	compatible con
Torx de bola	ARA-DT20TB06	ARA-DT24TB06	ARA-DT30TB06	ARA-DT35TB06	Base de Ti-A



Herramientas

	20 mm (L)	24 mm (L)	30 mm (L)	35 mm (L)	compatible con
Puntas destornilladoras					
UniGrip	ARA-DT20U	ARA-DT24U	ARA-DT30U	ARA-DT35U	Nobel Brånemark®, NobelReplace® Select™, NobelActive™ y NobelReplace®



	20 mm (L)	24 mm (L)
Puntas destornilladoras		
Cuadradas, 1,30 mm	ARA-DT20S130	ARA-DT24S130



Herramienta de llave dinamométrica

Llave dinamométrica tipo Straumann, 7 mm	ASTBL-TIR
Llave dinamométrica tipo Nobel, 8 mm	ARA-TW8NBL



Herramientas especiales

Extensor RP Multi-Unit®, conexión cuadrada	ARA-MUAD48
Extensor WP Multi-Unit®, conexión cuadrada	ARA-MUAD65
Extensor UniAbutment® (Astra Osseospeed™), conexión cuadrada	ARA-UAD
Extensor Octagon (Straumann® Tissue Level), conexión cuadrada	ARA-OAD
Adaptador de destornillador, conexión cuadrada	ARA-DTSQ
Extensor OverdenSURE®, conexión cuadrada	ODS-DRVR
Adaptador a conexión cuadrada de llave dinamométrica tipo Straumann® (7 mm)	ARA-SQD7
Adaptador Straumann® de 7 mm a conexión cuadrada	ARA-DT7STR
Extensor OverdenSURE®, llave dinamométrica tipo Straumann (7 mm)	ODS-AD7ST
Adaptador de contraángulo, llave dinamométrica tipo Straumann® (7 mm)	ASTBL-RA
Adaptador a conexión cuadrada de llave dinamométrica tipo Nobel™ (8 mm)	ARA-SQD8
Adaptador de puntas destornilladoras de llave dinamométrica Nobel Biocare TM	ARA-DT8NBL
Extensor OverdenSURE®, llave dinamométrica tipo Nobel™ (8 mm)	ODS-AD8NB
Adaptador de contraángulo, llave dinamométrica tipo Nobel™ (8 mm)	ARA-CA8NBL
Adaptador de contraángulo a conexión cuadrada	ARA-SDISO
Destornillador manual para pilares de escaneo intraoral	ARA-ISBTD
Herramienta manual para pilares de escaneo intraoral	ARA-ISBPD
Extensor de cuerpo de escaneo	ARA-EXTISA



Tornillos clínicos

Torque recomendado

	Tamaño de plataforma	N.º de REF de Azure	Torque recomendado (Ncm)	N.º de REF del equivalente original
NOBELACTIVE® y NOBELREPLACE® NAC-CONICAL 	3,0	ARNAC-SUGTI3	15	Nobel Biocare® 36805
	3,0	ARNAC-SUGDLC3*	15	Nobel Biocare® 37890
	3,0	ARNAC-SUGTIN3*	15	
	NP	ARNAC-SUGTI35	35	Nobel Biocare® 31168
	NP	ARNAC-SUGDLC35	35	Nobel Biocare® 29282
	NP	ARNAC-SUGTIN35*	35	
	Bases de Ti de canal de tornillo angulado NP (Base de Ti-A)	ARNAC-STRXTITA36	35	
	RP	ARNAC-SUGTI43	35	Nobel Biocare® 28815
	RP	ARNAC-SUGDLC43	35	Nobel Biocare® 36918
	RP	ARNAC-SUGTIN43*	35	
	Bases de Ti de canal de tornillo angulado RP (Base de Ti-A)	ARNAC-STRXTITA45	35	
NOBELREPLACE SELECT™ NRT-TRILOBE 	NP	ARNRT-SUGTI35	35	Nobel Biocare® 31170
	NP	ARNRT-SUGDLC35	35	Nobel Biocare® 36818
	NP	ARNRT-STRXTI35	35	
	NP	ARNRT-SUGTIN35*	35	
	Bases de Ti de canal de tornillo angulado NP (Base de Ti-A)	ARNRT-STRXTITA35	35	
	RP/WP/6.0	ARNRT-SUGTI45	35	Nobel Biocare® 29293
	RP/WP/6.0	ARNRT-SUGDLC5	35	Nobel Biocare® 29475
	RP/WP/6.0	ARNRT-STRXTI45	35	
	RP/WP/6.0	ARNRT-SUGTIN45*	35	
	Bases de Ti de canal de tornillo angulado RP/WP (Base de Ti-A)	ARNRT-STRXTITA41	35	

TORNILLOS CLÍNICOS | TORQUE RECOMENDADO

	Tamaño de plataforma	N.º de REF de Azure	Torque recomendado (Ncm)	N.º de REF del equivalente original
NOBEL BRÄNEMARK® NB-EXTERNAL 	NP	ARNAC-SUGTI35	35	Nobel Biocare® 31168
	NP	ARNAC-SUGDLC35	35	Nobel Biocare® 29282
	NP	ARNAC-SUGTIN35*	35	
	Bases de Ti de canal de tornillo angulado NP (Base de Ti-A)	ARNB-STRXTITA35	35	
	RP	ARNB-SUGTI41	35	Nobel Biocare® 29290
	RP	ARNB-SUGDLC41	35	Nobel Biocare® 29283
	RP	ARNB-SUGTIN41*	35	
	Bases de Ti de canal de tornillo angulado RP (Base de Ti-A)	ARNB-STRXTITA41	35	
	WP	ARNB-SUGTI51	35	Nobel Biocare® 31169
	WP	ARNB-SUGDLC51	35	Nobel Biocare® 29284
	WP	ARNB-SUGTIN51*	35	
ZimVie External Hex ZEX-EXTERNAL 	NP/RP/WP	ARZEX-SHXTI1203	20	ZimVie UNIHT
	NP/RP/WP	ARZEX-SHTIN12034	20	
	Bases de Ti de canal de tornillo angulado NP/RP/WP (Base de Ti-A)	ARNB-STRXTITA41	20	
	Pilares Low Profile® ø4,8	-	10	ZimVie LPCTSH
ZimVie ZC-CERTAIN® 	NP/RP/WP	ARZC-SHTI1203	20	ZimVie IUNIHT
	NP/RP/WP	ARZC-SHTIN1203	20	
	Bases de Ti de canal de tornillo angulado NP/RP/WP (Base de Ti-A)	ARZEX-STRXTITA3	20	
STRAUMANN® SOFT TISSUE LEVEL STL-TISSUE 	NNC	ARSTL-STRXTI35	35	Straumann® AG 048.314
	NNC	ARSTL-STRXTIN33	35	
	RN/WN sobre implante	ARSTL-STRXTI44	35	Straumann® AG 048.356
	RN/WN sobre implante	ARSTL-STRXTI41	35	Straumann® AG 049.181
	RN/WN sobre implante	ARSTL-STRXTIN44*	35	
	Bases de Ti de canal de tornillo angulado RN/WN (Base de Ti-A)	ARSTL-STRXTITA41	35	

	Tamaño de plataforma	N.º de REF de Azure	Torque recomendado (Ncm)	N.º de REF del equivalente original
STRAUMANN® BONE LEVEL Y AZURE TAPERED BONE LEVEL SBL-CONICAL 	NC sobre implante	ARSBL-STRXTI33N	35	Straumann® AG 025.2908
	NC sobre implante	ARSBL-STRXTIN33*	35	
	RC sobre implante	ARSBL-STRXTI44	35	Straumann® AG 025.4908
	RC sobre implante	ARSBL-STRXTIN44*	35	
	NC/RC sobre implante	ARSBL-STRXTI34	35	Straumann® AG 025.4900
	NC/RC sobre implante	ARSBL-STRXTI34F	35	Straumann® AG 025.4906
	Bases de Ti de canal de tornillo angulado NC/RC (Base de Ti-A)	ARSBL-STRXTITA34	35	
STRAUMANN® BLX SBLX-CONICAL 				
	RB/WB	ARSBLX-STRXTI34	35	
	RB/WB	ARSBLX-STRXTIN34*	35	
	Bases de Ti de canal de tornillo angulado RB/WB (Base de Ti-A)	ARNAC-STRXTITA36	35	
NEODENT® GRAND MORSE® NG-CONICAL 				
	GM	ARNG-SNEOTI3	20	
	Bases de Ti de canal de tornillo angulado GM (Base de Ti-A)	ARNG-STRXTITA34	20	
ZimVie TSV® ZTSV-INTERNAL 	NP/RP/WP	ARZTSV-SHTI12735	30	ZimVie® URS2
	NP/RP/WP	ARZTSV-SHTI1274L*	30	
	NP/RP/WP	ARZTSV-SHXTI1274	30	ZimVie® MHLAS
	NP/RP/WP	ARZTSV-SHTIN274*	30	
	Bases de Ti de canal de tornillo angulado NP/RP/WP (Base de Ti-A)	ARBHI-STRXTITA35	30	

TORNILLOS CLÍNICOS | TORQUE RECOMENDADO

	Tamaño de plataforma	N.º de REF de Azure	Torque recomendado (Ncm)	N.º de REF del equivalente original
ASTRA TECH IMPLANT SYSTEM™ EV DAEV-CONICAL 	3,6 sobre implante	ARDAEV-SHTI12736*	25	
	3,6 sobre implante	ARDAEV-SHTIN2736*	25	
	Bases de Ti de canal de tornillo angulado de 3,6 (Base de Ti-A)	ARNAC-STRXTITA36	25	
	4,2 sobre implante	ARDAEV-SHXTI2742*	25	
	4,2 sobre implante	ARDAEV-SHTIN2742*	25	Astra Tech® 25.205
	Bases de Ti de canal de tornillo angulado de 4,2 (Base de Ti-A)	ARDAEV-STXTITA42	25	
	4,8 sobre implante	ARDAEV-SHTI12748*	25	
	4,8 sobre implante	ARDAEV-SHTIN2748*	25	
	Bases de Ti de canal de tornillo angulado de 4,8 (Base de Ti-A)	ARDAEV-STXTITA48	25	
	UniAbutment® EV	ARMU-STRXTI65	15	
ASTRA TECH OSSEOSPEED™ DATX-INTERNAL 	NP sobre implante	ARDATX-SHTI1273	15	Dentsply® 24189
	NP sobre implante	ARDATX-SHTIN1273*	15	
	RP sobre implante	ARDATX-SHTI1274	20	Dentsply® 24449
	RP sobre implante	ARDATX-SHTIN1274*	20	
	Bases de Ti de canal de tornillo angulado RP (Base de Ti-A)	ARNAC-STRXTITA36	20	
	WP sobre implante	ARDATX-SHTI12745	25	Dentsply® 24209
	WP sobre implante	ARDATX-SHTIN2745*	25	
	Bases de Ti de canal de tornillo angulado WP (Base de Ti-A)	ARDATX-STXTITA45	25	
	UniAbutment® 20°/45°	ARDAMU-SHTI1274	15	Dentsply® 22435
DENTSPLY ANKYLOS® C/X DA-INTERNAL 	Todas las plataformas	ARDA-SHXTI10034	15	
	Todas las plataformas	ARDA-SHXTI10034L	15	
	Todas las plataformas	ARDA-SHTIN10034*	15	

	Tamaño de plataforma	N.º de REF de Azure	Torque recomendado (Ncm)	N.º de REF del equivalente original
OSSTEM® TS OH-CONICAL 	Mini sobre implante	AROH-SHTI12233	20	
	Mini sobre implante	AROH-SHTIN12233*	20	
	Bases de Ti de canal de tornillo angulado Mini (Base de Ti-A)	ARNG-STRXTITA34	20	
	Estándar sobre implante	AROH-SHXTI12240	30	Osstem® GSABSST
	Estándar sobre implante	AROH-SHTIN1224*	30	
	Bases de Ti de canal de tornillo angulado estándar (Base de Ti-A)	ARDAEV-STXTITA48	30	
CAMLOG® CCA-INTERNAL 	3,3/3,8/4,3 sobre implante	ARCCA-SHTI12734	20	
	3,3/3,8/4,3 sobre implante	ARCCA-SHTIN12734*	20	Camlog® J4005.1601
	Bases de Ti de canal de tornillo angulado de 3,8/4,3 (Base de Ti-A)	ARNG-STRXTITA34	20	
	5,0 sobre implante	ARCCA-SHXTI1275	20	Camlog® J4005.2001
	5,0 sobre implante	ARCCA-SHTIN1275*	20	
CONELOG® CCO-CONICAL 	3,3/3,8/4,3 sobre implante	ARCCO-SHTI12733*	20	Camlog® C4005.1601
	3,3/3,8/4,3 sobre implante	ARCCO-SHTIN12734*	20	
	5,0 sobre implante	ARCCO-SHXTI1275*	20	Camlog® C4005.2001
	5,0 sobre implante	ARCCO-SHTIN1275*	20	
BIOHORIZONS® INTERNAL BHI-INTERNAL 	Sobre implante	ARBHI-SHXTI127U	30	BioHorizons® PXAS
	Sobre implante	ARBHI-SHXTI127U	30	

TORNILLOS CLÍNICOS | TORQUE RECOMENDADO

	Tamaño de plataforma	N.º de REF de Azure	Torque recomendado (Ncm)	N.º de REF del equivalente original
BIOHORIZONS® EXTERNAL BHEX-EXTERNAL 	NP	ARBHEX-SHTI12737*	30	BioHorizons® 130-050
	RP/WP	ARBHEX-SHTI12745*	30	BioHorizons® 140-050
MIS® SEVEN MSH-INTERNAL 	NP	ARMS-SHTI12733N*	30	
	NP	ARMS-SHTIN12733N*	30	MIS® MN-S0160
	SP/WP	ARMS-SHXTI12733*	30	MIS® MD-S0220
	SP/WP	ARMS-SHTIN12733*	30	
	Bases de Ti de canal de tornillo angulado SP/WP (Base de Ti-A)	ARBHI-STRXTITA35	30	
	Multi-Unit® MIS®	-	25	
	Multi-Unit® MIS®	-	25	MIS® MU-S0220
MIS® C1 MSC-CONICAL 	NP	ARMS-SHTI12733N*	30	
	NP	ARMS-SHTIN12733N*	30	MIS® MN-S0160
	SP/WP	ARMS-SHXTI12733*	30	MIS® MD-S0220
	SP/WP	ARMS-SHTIN12733*	30	
	Multi-Unit® MIS®	ARMSMU-SHT12748	25	
	Multi-Unit® MIS®	ARMSMU-SHTIN2748	25	MIS® MU-S0220
MIS® V3 MSV-CONICAL 	NP	ARMS-SHTI12733N*	30	
	NP	ARMS-SHTIN12733N*	30	MIS® MN-S0160
	SP	ARMS-SHXTI12733*	30	MIS® MD-S0220
	SP	ARMS-SHTIN12733*	30	
	Multi-Unit® MIS®	ARMSMU-SHTI12748	25	
	Multi-Unit® MIS®	ARMSMU-SHTIN2748	25	MIS® MU-S0220
MEGAGEN AnyRidge® MA-CONICAL 	Todas las plataformas	ARMI-SHTI1204	35	
	Todas las plataformas	ARMI-SHTIN1204*	35	Megagen® AANMSF
	Bases de Ti de canal de tornillo angulado de todas las plataformas (Base de Ti-A)	ARDAEV-STXTITA42	35	

	Tamaño de plataforma	N.º de REF de Azure	Torque recomendado (Ncm)	N.º de REF del equivalente original
ANTHOGYR AXIOM® AA-CONICAL 	Sobre implante	ARAA-SHTI2735X10*	25	Anthogyr® OPTS161
	Sobre implante	ARAA-SHTIN11846*	25	
MEDENTIS ICX® DT-CONICAL 	Sobre implante	ARMI-SHTI140U*	30	Medentis® C-007-000001-01
	Sobre implante	ARMI-SHTIN140U*	30	
	Bases de Ti de canal de tornillo angulado sobre implante (Base de Ti-A) H2,2	ARNG-STRXTITA34	30	
	Bases de Ti de canal de tornillo angulado sobre implante (Base de Ti-A) H0,9	ARSBL-STRXTITA34	30	
GLOBALD IN-KONE® GD-CONICAL 	Sobre implante	ARGD-SHXTI12235*	15	GlobalD® DVPCI
	Sobre implante	ARGD-SHTIN12235*	15	
DENTIUM SUPERLINE™ E IMPLANTUM® CONIC DENT 	Sobre implante	ARDT-SHXTI128U*	30	Dentium® ASC 2045
	Sobre implante	ARDT-SHTIN128U*	30	
BEGO SEMADOS® BS-INTERNAL 	Sobre implante	ARBS-SHTI127U*	30	Bego® 57.031
	Sobre implante	ARBS-SHTIN127U*	30	

TORNILLOS CLÍNICOS | TORQUE RECOMENDADO

	Tamaño de plataforma	N.º de REF de Azure	Torque recomendado (Ncm)	N.º de REF del equivalente original
BIOTECH KONTACT® BK-CONICAL 	Sobre implante	ARBK-SHTI12236*	20	Biotech® KVP
	Pilares cónicos, estrechos	ARBK-SHTIN12241*	20	
	Pilares cónicos, estándar	ARBK-SHTIN12236*	20	
BTI® BI-INTERNAL 	Sobre implante	ARBI-SHXTI12241*	35	
	Sobre implante	ARBI-SHTIN12241*	35	
PHIBO® TSH® PB-EXTERNAL 	Bases de Ti de canal de tornillo angulado SP/WP (Base de Ti-A)	ARNB-STRXTITA41	35	

Todos los productos Azure están fabricados conforme a las normas ISO 9001 e ISO 13485 con marcado CE para todos los productos de clase IIb

Todos los tornillos y los destornilladores de las bases de Ti de canal de tornillo angulado Azure (Base de Ti-A) están basados en la norma ISO 10664

ASTRA TECH™, OsseoSpeed™, ANKYLOS® C/X, ASTRATECH implant system™ EV y UniAbutment® CEREC® son marcas comerciales o marcas registradas de DENTSPLY SIRONA Implants

BioHorizons® es una marca registrada de BioHorizons, Inc.

Brånemark System®, NobelReplace® y Replace Select™, NobelActive™, NobelReplace® NobelSpeedy™ y Multi-Unit® son marcas comerciales o marcas registradas de Nobel Biocare AB

Neodent®, Grand Morse® y Straumann son marcas registradas de Straumann Holding AG, Switzerland

MIS® es una marca registrada de MIS Implant Technologies, Ltd.

Tapered Screw-Vent® y SwissPlus® son marcas registradas de Zimmer Dental, Inc. USA

Certain® es una marca registrada de Biomet 3i

Dyna® es una marca registrada de Dyna Dental Engineering BV

Camlog® y Conelog® son marcas registradas de CAMLOG Biotechnologies AG

Megagen® es una marca registrada de MEGAGEN IMPLANT CO. LTD

Torx® es una marca registrada de ACUMENT INTELLECTUAL PROPERTIES, LLC

Bego Semados® es una marca registrada de BEGO GmbH & Co. KG

Anthogyr® es una marca registrada de Anthogyr SAS

Medentis ICX® es una marca registrada de Medentis Medical GmbH

Osstem® y Hiossen® son marcas registradas de OSSTEM IMPLANT CO. LTD

Dentium® es una marca registrada de Dentium Co., Ltd.

GLOBAL D® es una marca registrada de Global D SASU

Biotech Kontakt® es una marca registrada de Biotech Dental SAS

BTI® es una marca registrada de BTI Biotechnology Institute

PHIBO® es una marca registrada de PHIBO Dental Solutions S.L.

Los productos Azure solamente pueden utilizarlos odontólogos, médicos y laboratorios autorizados.

Consulta las instrucciones de uso, disponibles en el sitio web

www.azure dental.com

o incluidas con el producto.

La autorización del producto está limitada a determinados países o regiones.

Para obtener más detalles, ponte en contacto con tu distribuidor local.



azure™ | A ZimVie Brand

Para obtener más información, visita azuredental.com



**Prueba nuestra Competitor Part CrossCode Lookup
(Búsqueda de códigos cruzados de piezas de la competencia)
para encontrar el componente de Azure equivalente
utilizando los SKU de la competencia**

Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales y los derechos de propiedad intelectual son propiedad de ZimVie Inc. o sus filiales, y todos los productos son fabricados por una o varias de las filiales dentales de ZimVie, Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.), y distribuidos y comercializados por ZimVie Dental y sus socios comerciales autorizados. Los pilares de sistemas multiplataforma Azure, componentes y herramientas para sistemas multiplataforma están fabricados por Terrats Medical S.L. Si deseas más información sobre algún producto, consulta el etiquetado o las instrucciones de uso del producto en cuestión. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas a ciertos países o regiones. Este material está destinado a odontólogos exclusivamente y no incluye asesoramiento ni recomendaciones de carácter médico. Queda prohibida su distribución a ningún otro destinatario. Está prohibido copiar o reimprimir este material sin el consentimiento expreso por escrito de ZimVie. ZVINST0168ES-LAB REV D 03/25 ©2025 ZimVie Inc. Todos los derechos reservados.

